



LÍNEAS DE LABORATORIO

TERMOCICLADORES PCR



Kalstein®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Let's Give More

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Termocicladores PCR

Termociclador

Modelo YR01867



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Termocicladores PCR

Termociclador

Modelo YR01867



Descripción del Producto:

El diseño del módulo independiente puede ayudar al personal del laboratorio a utilizar el instrumento de manera más eficiente y evitar la confusión causada por el uso cruzado entre diferentes usuarios.

Características del Producto:

El sistema de PCR YR01867 permite que tres usuarios controlen tres bloques independientes en el mismo Termocicladores, lo que le ahorra tiempo y presupuesto. Combina la fiabilidad y el rendimiento de nuestra línea de Termocicladores Kalstein con un diseño flexible y funciones avanzadas que se adaptan a sus necesidades de investigación. Con el sistema de operación de Android, YR01867 se ha optimizado en gran medida en términos de configuración de control de temperatura, administración de archivos de programa e interfaces gráficas, brindando al usuario una experiencia de operación más cómoda

Potente Sistema de Procesamiento:

- ✓ Sistema Android avanzado, gran flexibilidad de software.
- ✓ Frecuencia de funcionamiento de 1,2 GHz, velocidad de procesamiento extremadamente rápida
- ✓ Motor de aceleración de gráficos 2D, 3D, pantalla de funcionamiento suave

Diseño Exclusivo de Tapa Caliente:

- ✓ Apertura de la cubierta con un solo toque, conveniente y rápida.
- ✓ Tres indicadores luminosos, visibles de un vistazo
- ✓ El diseño de bloqueo de resorte asegura que la tapa caliente y la tapa del tubo estén en contacto de presión adecuado

Gran Pantalla Táctil:

- ✓ Pantalla táctil TFT a color de 10.1 pulgadas
- ✓ Interfaz de Android familiar, operación de software cómoda
- ✓ El estado general del programa se muestra de forma intuitiva

Diseño de Varios Módulos:

- ✓ Los tres módulos funcionan de forma independiente y pueden ser utilizados por tres personas al mismo tiempo, evitando largas esperas
- ✓ Los experimentos paralelos se completan a la vez, más eficientes y confiables



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tit: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Termocicladores PCR

Termociclador

Modelo YR01867



Especificaciones Técnicas:

Modelo	YR01867
bloques	3 x 32 tubos de 0,2ml
Rango de temperatura	0-99.9°C
Velocidad de calentamiento	6°C/s (Ajustable)
Velocidad de enfriamiento	4,5 °C/s (Ajustable)
Uniformidad	≤ ± 0,2 °C
Exactitud	≤ ± 0,1 °C
Degradado	30-99 °C
Distribución de gradiente	1-30 °C
Uniformidad del gradiente	≤0.2°C
Número máximo de ciclos	999
Comunicación	USB 2.0/LAN/WIFI
Peso	16 kg
Dimensiones	380mm270mm250mm
Energía	220V/50HZ



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tit: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein[®]

A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



Fundación Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>



MANIAPURE FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a single lens.

Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled temperature. Refrigerated space, without fluids and substances.

Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE
SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue
Baden Powell, 34000 Montpellier -
France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto
Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

