




Kalstein®

A different accompaniment, at your service

LÍNEAS DE LABORATORIO

TERMOCICLADORES PCR





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Let's Give More

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Termocicladores PCR

Termociclador

Modelo YR01870



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Termocicladores PCR

Termociclador

Modelo YR01870



Descripción del Producto:

- ✓ La tecnología de semiconductores más avanzada (basada en Peltier)
- ✓ Independientemente de cómo configure su sistema de termociclador de gradiente YR01870, proporciona el rendimiento de alto nivel que necesita, se adapta fácilmente para satisfacer las necesidades cambiantes de PCR de su laboratorio y lo ayuda a mantenerse dentro de su presupuesto. Diseñado para un funcionamiento prolongado y sin problemas incluso en los entornos más rigurosos, el YR01870 ofrece una reproducibilidad excepcional: pozo a pozo, muestra a muestra e instrumento a instrumento.

Características del Producto:

- ✓ Modula de reemplazo de módulo conveniente y flexible.
- ✓ Pantalla LCD de súper alta definición de gran tamaño.
- ✓ La interfaz intuitiva y fácil de usar hace que el programa sea más fácil y rápido.
- ✓ Función de memoria en caso de apagado.
- ✓ Bajo nivel de ruido, bajo consumo de energía, larga vida útil.
- ✓ Apariencia solemne y elegante, diseño innovador.
- ✓ La tapa caliente ajustable evita que los reactivos se evaporen.
- ✓ Diseño de teclado de panel óptimo para una operación conveniente.
- ✓ La tapa calefactora se puede colocar en cualquier ángulo.
- ✓ Mango-módulo, más seguro y conveniente para el reemplazo del módulo,
- ✓ mejorar la eficiencia del intercambio y la vida útil prolongada.



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tit: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Termocicladores PCR

Termociclador

Modelo YR01870



Especificaciones Técnicas:

Modelo	YR01870
Formatos de bloque	96×0.2ml(A),54×0.5ml(B),96×0.2ml+77×05ml(C),384well(D)
Rango de temperatura	0°C~99.9°C
Interfaz de pantalla	5.7"LCD
Max. Tasa de rampa de calefacción	4.0°C/s
Max. Tasa de rampa de enfriamiento	3.5°C/s
Tasa ajustable de calefacción / refrigeración	0.1°C/s~4.0°C/s
Uniformidad	≤±0.2°C(20~75°C)
Exactitud	≤±0.2°C
Rango de temperatura de gradiente	30~99°C
Rango de gradiente térmico	2~30°C
Uniformidad de gradiente	≤0.2°C(una sola fila)
Temperatura de la tapa caliente	30~115°C
Modo de control de temperatura	Bloque, tubo *
Capacidad de memoria	200
No máx. De ciclo	99
Comunicación	USB2.0/RS 232
Diagnóstico inteligente	-
Tamaño (An×P×Al mm)	380×270×250
Peso (kilogramo)	7.2



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tit: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein[®]

A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



Fundación Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>



MANIAPURE FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a system of mirrors that collect light from the object and focus it through a series of lenses to form a magnified image.
Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled temperature. Refrigerated space, without fluids and substances.
Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE
SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue Baden Powell, 34000 Montpellier - France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

