



Un Acompañamiento Diferente a su Servicio



Kalstein®

Todos los Derechos Reservados © KALSTEIN France S. A. S.,

**SECTOR LABORATORIO
CONSUMIBLES**



All rights reserved KALSTEIN France S.A.S.
5 Rue Castiglione 75001 Paris - France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S

www.kalstein.net/es/



Beneficios y Ayudas

En Kalstein Francia nos preocupamos por la plena satisfacción de nuestros clientes, por eso ofrecemos servicios de valor añadido del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Plataforma Kalstein+

Todo esto se presentaría en una interfaz intuitiva y fácil de usar, brindando una experiencia de compra personalizada y satisfactoria para cada cliente..



Respuesta Rápida

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder todas sus consultas o preguntas, con el fin de apoyarlo en cualquier situación..



#Letsgivemore ♥

Gracias a tu compra, se realiza una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer y ayuda a comunidades vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y tutoriales en video.



Logística De Entrega

Nos encargamos de toda la logística necesaria para el envío de sus mercancías, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a nivel mundial

Con más de 25 años creciendo junto a nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein está ahora presente en más de 10 países y sigue aumentando



Recomendación de Modelos por IA

la recomendación de modelos a través de la IA se utiliza para analizar el comportamiento del usuario, sus preferencias y características específicas, con el fin de recomendar los modelos de productos más adecuados para cada cliente.

KALSTEIN® Consumibles

Accesorios y Consumibles para Histopatología

Modelo YRA18 // YRA44



Descripción del Producto:

Mejora la calidad, reduce los errores y ahorra tiempo con consumibles plug and play específicos. Desde portaobjetos y cubreobjetos hasta cera y reactivos a granel, el buen funcionamiento de cualquier laboratorio depende de un suministro constante de consumibles de alta calidad.

Tipo de accesorios y consumibles:

✓ **Cuchilla desechable para micrótopo (perfil bajo)**

Las cuchillas desechables Kalstein YRA18 de perfil bajo están fabricadas en acero inoxidable de gran durabilidad.


Un ingenioso proceso de recubrimiento de la cuchilla mediante PTFE permite estirar la sección y obtener cintas de seccionamiento de calidad en la histología rutinaria. Finas pero duraderas, las cuchillas de 80 mm de largo x 8 mm de alto x 0,25 mm de grosor están diseñadas específicamente para su uso con micrótopos o criostatos Kalstein clasificados y etiquetados como productos sanitarios de diagnóstico in vitro para el diagnóstico médico histológico, por ejemplo, el diagnóstico del cáncer.

✓ **Cuchilla desechable para micrótopo (Perfil alto)**

La cuchilla desechable para micrótopo de perfil alto YRA19 es adecuada para todos los bloques de tejido embebidos en parafina en aplicaciones rutinarias. Las cuchillas desechables de alto perfil están fabricadas en acero inoxidable de gran durabilidad.

✓ **Cassettes**

Se utilizan en el procesamiento, inclusión, seccionamiento y almacenamiento a largo plazo de muestras de tejidos y biopsias. Construcción de acetal de alta densidad. El acetal es resistente a disolventes histológicos como el alcohol y el xileno.



#Letsgivemore ❤️
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Consumibles

Accesorios y Consumibles para Histopatología

Modelo YRA18 // YRA44



Descripción Técnica:

Modelo	Descripción
YRA18	Cuchilla de micrótopo desechable (perfil bajo)
YRA19	Cuchilla de micrótopo desechable (perfil alto)
YRA20	Casete de incrustación de tejidos
YRA21	Casete de plástico con tapa de plástico
YRA22	Casete de plástico con tapa inoxidable
YRA23	Casete de cobre
YRA24	Molde de incrustación
YRA25	Marco de empotramiento de aluminio
YRA26	Crio-pin para criostato
YRA27	Caja de madera para guardar portaobjetos
YRA28	Caja de madera para guardar portaobjetos
YRA29	Caja de plástico para guardar portaobjetos
YRA30	Caja de plástico para guardar portaobjetos
YRA31	Caja de plástico para guardar portaobjetos
YRA32	Pinzas
YRA33	Bloque de parafina
YRA33-1	Parafina granulada
YRA34	Bandeja de plástico de colores
YRA35	Vaso de tinción de portaobjetos
YRA37	Portaobjetos de vidrio
YRA38	Cesta portaobjetos de plástico
YRA39	Cesta portaobjetos de acero inoxidable
YRA40	Cesta portaobjetos de cobre
YRA43	Rotulador de patología
YRA44	Mango de cuchillo de corte para patología



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.




All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



#LETSGIVEMORE 

**CON LA
ADQUISICIÓN
DE UN EQUIPO
KALSTEIN**

A LA QUE USTED CONTRIBUYE:



¿Te enfrentas al reto de mantener a tus clientes satisfechos y comprometidos?

Aprende de los líderes de la industria y mantente informado sobre las últimas tendencias.

 www.kalstein.net



<https://onetreepanted.org>





PARIS - FRANCE

SEDE CENTRAL

5 Rue Castiglione
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 1 70 39 26 50

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

Cel: +33 (0) 6 63 81 00 23

sales@kalstein.eu

<https://www.kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.net/>

¡Síguenos en Nuestras Redes Sociales!



[@kalsteinlatinoamerica](https://www.instagram.com/kalsteinlatinoamerica)



[@kalsteinlab](https://www.twitter.com/kalsteinlab)



[@kalsteinlabfr](https://www.instagram.com/kalsteinlabfr)

¡Aquí Encontraras Nuestros Tutoriales!



[@kalsteinenglish4897](https://www.youtube.com/channel/UCkALsteinenglish4897)

