



LÍNEAS DE LABORATORIO

AUTOCLAVES



Kalstein®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Let's Give More

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Autoclaves
Autoclave de Vapor a Presión Cilíndrico Horizontal
Modelo YR05635 // YR05639



#Letsgivemore ❤️
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Autoclaves

Autoclave de Vapor a Presión Cilíndrico Horizontal

Modelo YR05635 // YR05639



Descripción del Producto:

- ✓ Controlado por microprocesador, la adición de agua, el calentamiento, la esterilización, el secado y el proceso de escape son completamente automáticos.
- ✓ Función de secado, adecuada para el secado de apósitos.
- ✓ La energía se cortará automáticamente y se cortará el agua y se activará la alarma cuando la máquina carezca de agua.
- ✓ El mecanismo de apertura de la puerta no se puede operar hasta que la presión en la cámara se reduzca a 0.027Mpa. No puede arrancar si la puerta no cierra completamente.
- ✓ La válvula de seguridad se abrirá automáticamente cuando la presión interna supere los 0,24 Mpa y el vapor se escape al tanque de agua.
- ✓ La cámara, la puerta, la chaqueta, el tanque de agua están hechos de acero inoxidable 304.
- ✓ Generador de vapor incorporado, tanque de agua e indicador de nivel de agua.
- ✓ Con dos indicadores de temperatura de presión, visualización en tiempo real de la temperatura y la presión de la cámara interior y la chaqueta.
- ✓ El temporizador comienza solo después de alcanzar la temperatura preestablecida, lo que garantiza una esterilización completa.
- ✓ El dispositivo automático de ventilación de aire descarga aire frío de la cámara para obtener vapor saturado efectivo.
- ✓ Equipado con puerto de prueba PT/TT

Sistema de Protección de Seguridad:

- ✓ Falta de protección segura del agua.
- ✓ El programa se detendrá si el nivel del agua es inferior al límite bajo.
- ✓ El zumbador emite una alarma cuando se completa un ciclo de operación.
- ✓ Protección automática contra sobre temperatura y sobrepresión.
- ✓ Sobre protector de corriente.
- ✓ Sistema de interbloqueo de seguridad de puertas.
- ✓ Dispositivo de protección de seguridad eléctrica.
- ✓ Válvula de seguridad de liberación automática
- ✓ Válvula de escape de emergencia.



#Letsgivingore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Autoclaves

Autoclave de Vapor a Presión Cilíndrico Horizontal

Modelo YR05635 // YR05639



Especificaciones Técnicas:

Modelo	YR05635	YR05636	YR05637	YR05638	YR05639
Presión laboral	0.22Mpa				
Temperatura de trabajo	134°C				
Rango de temperatura de trabajo	105-134 °C				
tiempo de esterilización	0 – 60 minutos				
Tiempo de secado	0 – 60 minutos				
Promedio de calor	≤± 1°C				
Tamaño de la cámara (mm)	150L / Ø440×1000	200L / Ø500×1000	300L / Ø600×1080	400L / Ø700×1100	500L / Ø700×1300
Tamaño exterior (mm)	1400×600×1300	1400×670×1650	1400×770×1780	1430×880×1830	1800×900×1820
Tamaño del embalaje (mm)	1550×750×1850	1560×820×1850	1680×920×2100	1600×1050×2100	1850×1050×2100
GW / NW	320/240kg	350/260kg	465/365kg	530/420kg	580/470kg
Energía	9kw	9kw	12kw	18kw	18kw



#Let'sgive more ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

#LETSGIVEMORE 



Fundación Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>



MANIAPURE FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing microscopic objects. This is achieved through the use of lenses.
Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigeration is an essential part of the most advanced equipment that is used in a laboratory. It is a controlled environment (refrigerated space), without fluids and substances.
Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE
SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue
Baden Powell, 34000 Montpellier -
France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto
Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

