




LÍNEAS DE LABORATORIO

BAÑOS DE AGUA



Kalstein®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Letsgivemore

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Baños de Agua

Baño de Agua con Agitación

Modelo YR030L



Descripción del Producto:

YR030L baño de agua con agitación se aplican a varias grandes y medianas instituciones, médicos, industria petroquímica, la salud y la prevención de epidemias, vigilancia del medio ambiente y los departamentos de investigación científica para la biológica bioquímica, células, bacterias, etc.

Características:

- ✓ Su diseño ultra silencioso hace que funcione en silencio.
- ✓ El motor sin escobillas reduce el ruido, alarga la vida útil y estabiliza la salida de par sin mantenimiento.
- ✓ Controlador LCD integrado, sensor de alta precisión y control preciso de la temperatura.
- ✓ La alarma de sobre temperatura impide que la temperatura del experimento supere el valor ajustado.
- ✓ El cómodo control PID hace que funcione con ajuste de datos y tiempo, cambios automáticos del sentido de giro, apagado automático, copias de seguridad automáticas de los datos en caso de corte del suministro eléctrico, arranque y parada rápidos y protección contra el bloqueo del eje del motor.



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tit: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Baños de Agua

Baño de Agua con Agitación

Modelo YR030L



Descripción del Producto:

Modelo		YR030L
Función	Temperatura de funcionamiento	RT~100°C
	Tem. Resolución Ratio	0.1°C
	Tem. Moción	± 0.1 °C
	Tem. Uniformidad	± 0.2 °C
	Amplitud de oscilación recíproca	16 ó 24 mm (de fábrica, 16 mm)
	Gama de frecuencias alternativas	20~180 (r/min)
	Precisión de frecuencia alterna	± 1 rpm
Estructura	Depósito de agua	Acero inoxidable
	Exterior	Acero laminado en frío pulverización electrostática exterior
	Tapa superior	Acero inoxidable
	Capa aislante	Poliuretano
	Calentador	Calentador de acero inoxidable
	Modo de conducción	Cigüeñal + doble eslabón + cuatro ruedas
	Estante	Acero inoxidable
	Potencia nominal	1,5 kW
Controlador	Tem. Control Mode	LCD Control inteligente PID
	Modo de control alternativo	
	Modo de ajuste	
	Tem. Pantalla Mmode	Pantalla LCD
	Modo de visualización de la velocidad	
	Temporizador	0~9999 min
	Operación Función	Funcionamiento con valor fijo, función de temporización, parada automática, arranque con parada rápida
	Sensor de temperatura	Pt100
	Sensor de velocidad	Hoare
Función adicional	Corrección de desviación, teclas de menú bloqueadas, memoria de apagado	
Dispositivo de seguridad		Alarma de sobretemperatura, bloqueo del menú, protección contra falta o llenado de agua, protección contra bloqueo del eje del motor
Especificación	Tamaño del depósito de agua (An*L*Al)(mm)	500*310*200
	Tamaño exterior (An*L*Al)(mm)	828*360*425
	Tamaño del embalaje (An*L*Al)(mm)	908*440*505
	Amortiguador de muelle Tamaño de la cesta (mm)	395*250
	Cesta de choque Tamaño individual más grande (ml/unidad)	100 ml*12 / 250*8 / 500*6
	Volumen interior	31 L
	Cojinete de la cesta del amortiguador	5 kg / capa
	Corriente nominal (50 Hz)	CA 220V / 6,8A
NW/GW (kg)	20 / 30	
Accesorios		Asiento para matraz de baño maría, soporte para tubos



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



Fundación Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>



MANIAPURE FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a single lens.

Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled temperature. Refrigerated space, without fluids and substances.

Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE

SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue Baden Powell, 34000 Montpellier - France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

