



LÍNEAS DE LABORATORIO

AUTOCLAVE



Kalstein®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Letsgivemore

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Autoclaves
Esterilizador de Vapor a Presión Vertical de Bajo Precio
Modelo YR05682 // YR05687



#Letsgivemore ♥
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Autoclaves

Esterilizador de Vapor a Presión Vertical de Bajo Precio

Modelo YR05682 // YR05687



Descripción del Producto:

- ✓ Estructura totalmente en acero inoxidable 304.
- ✓ Control por microprocesador, la luz indicadora indica el estado de trabajo: presión, tiempo, temperatura.
- ✓ Descarga automática del aire frío y descarga de vapor automáticamente después de la esterilización.
- ✓ Manómetro indicador de doble escala.
- ✓ Mecanismo de bloqueo de tuerca de mariposa.
- ✓ Sello de tipo auto inflable.
- ✓ Se apaga automáticamente con un pitido recordando después de la esterilización.
- ✓ Con dos cestas esterilizadoras de acero inoxidable.
- ✓ Se proporciona una interfaz de prueba PT/TT estándar para una prueba conveniente.
- ✓ Válvula de escape de emergencia.

Dispositivo de Protección de Seguridad

- ✓ Falta de protección segura del agua.
- ✓ El programa se detendrá si el nivel del agua es inferior al límite bajo.
- ✓ El zumbador emite una alarma cuando se completa un ciclo de operación.
- ✓ Protección automática contra sobre temperatura y sobrepresión.
- ✓ Sobre protector de corriente.
- ✓ Válvula de seguridad de auto desbloqueo contra sobrepresión.



#Letsgivingore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Autoclaves
Esterilizador de Vapor a Presión Vertical de Bajo Precio
Modelo YR05682 // YR05687



Especificaciones Técnicas:

Modelo	YR05682	YR05683	YR05684	YR05685	YR05686	YR05687
máx. presión laboral	0.23Mpa					
Presión laboral	0.22Mpa					
Temperatura de trabajo	134°C					
Rango de temperatura de trabajo	105 – 134 °C					
tiempo de esterilización	0 – 60 minutos					
Promedio de calor	± 1°C					
Escribe	Esterilizador de vapor vertical					
Control	Microprocesador					
Monitor	Luz indicadora					
Luz	Luz indicadora de estado de trabajo					
	Luz indicadora de nivel de agua					
Cesta de esterilización	2 piezas					
Idioma	inglés					
Voltaje	110/220V, 50/60Hz, monofásico					
Tamaño de la cámara (mm)	35L / Ø318×450	50L / Ø340×550	75L / Ø400×600	100L / Ø440×650	120L / Ø480×660	150L / Ø510×740
Tamaño exterior (mm)	450×450×1010	510×470×1130	560×560×1130	560×560×1250	600×640×1140	670×690×1130
Tamaño del embalaje (mm)	570×570×1150	590×590×1280	650×650×1280	680×680×1370	730×730×1270	760×760×1270
GW / NW	72 kg / 56 kg	88 kg / 68 kg	100 kg / 80 kg	110 kg / 85 kg	125 kg / 100 kg	140kg / 110kg
Energía	2,5 kilovatios	3,0 kilovatios	4,5 kilovatios	4,5 kilovatios	6,0 kilovatios	6,0 kilovatios



#Let'sgive more ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
 • 34000 Montpellier, France.
 Tlf: +33 467158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein[®]

A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

#LETSGIVEMORE 



Fundación Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>



MANIAPURE FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a single lens.

Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled temperature. Refrigerated space, without fluids and substances.

Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE
SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue Baden Powell, 34000 Montpellier - France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

