




**Kalstein**®

A different accompaniment, at your service

# LÍNEAS DE LABORATORIO

## FLUORÓMETRO





NUESTROS SERVICIOS

## Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



### Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



### Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



### #Let's Give More

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



### Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



### Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



### Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



**KALSTEIN® Fluorómetro**  
**Fluorómetro**  
**Modelo YR06061**



**FLUORÓMETRO**



**#Letsgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
**KALSTEIN FRANCE, S.A. S**



# KALSTEIN® Fluorómetro

## Fluorómetro

Modelo YR06061



### Descripción del Producto:

El nuevo fluorómetro YR06061 se utiliza para el análisis cuantitativo de alta sensibilidad de ADN, ARN y proteínas. El software fácil y humanizado, la interfaz de usuario intuitiva y el método de análisis rápido acortan enormemente el tiempo de análisis.



### Especificaciones Técnicas:

<b>Modelo</b>	YR06061
<b>Fuente de luz</b>	LED
<b>Filtro de excitación</b>	Azul: 460±20 nm Rojo: 625±20 nm
<b>Filtro de emisiones</b>	Verde: 525-570 nm (45 nm) Rojo: 670-725 nm (55 nm)
<b>Detector</b>	Fotodiodo
<b>Rendimiento</b>	1
<b>Tipo de tubo de muestra</b>	Tubo PCR de 0,5 mL
<b>Lineal</b>	$R^2 \geq 0.995$
<b>Rango lineal</b>	5 órdenes de magnitud
<b>Sensibilidad (límite de detección)</b>	0,1 pg/uL (dsDNA HS)
<b>Tiempo de medición</b>	≤5 s/muestra
<b>Potencia de entrada</b>	24 V 2 A
<b>Tensión de funcionamiento</b>	100-240 V@50-60 Hz
<b>Puerto exterior</b>	USB (tipo A) ×2, USB (tipo B) ×1, LAN ×1
<b>Mostrar</b>	Pantalla táctil de 7 pulgadas
<b>Tamaño (P×An×Al)</b>	286×161×61 mm
<b>Peso</b>	1,5 kg
<b>Capacidad de almacenamiento</b>	20000 programas



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





A different accompaniment, at your service

## CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

#LETSGIVEMORE



### Fundación Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



### Humatem

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>




### MANIAPURE FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

**Gracias!**

**Artículos Kalstein**

(Redes sociales y sitios web oficiales)



**Kalstein Blog**  
Not just be informed, be fully informed  
**The 3 articles of the week!**  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**1**  
Read this ARTICLE NOW  
**How does the climate affect your microscope?**  
microscope is an instrument used for observing microscopic objects. This is achieved through the use of lenses.  
**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
How does the climate affect your microscope?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**2**  
Read this ARTICLE NOW  
**What is the importance of the laboratory refrigerator?**  
Refrigerator is a device used for storing and preserving samples. It is one of the most important pieces of equipment in a laboratory. It is used to maintain a constant temperature in a controlled environment (refrigerated space), without fluctuations and vibrations.  
**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
What is the importance of the laboratory refrigerator?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE  
**SEDE**

Optimum Business Center, 450 Rue Baden Powell, 34000 Montpellier - France.

**Fax:** +33 (0) 4 67 15 88 49

**Tlf:** +33 (0) 6 80 76 07 10

[sales@kalstein.eu](mailto:sales@kalstein.eu)

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

**Sitios web oficiales de América Latina.**

**Vídeos de formación Kalstein**

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



**Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances**

23 views • 3 years ago



**Kalstein's Microscopes**

445 views • 1 week ago

