



LÍNEAS DE LABORATORIO

INCUBADORAS



Kalstein®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Let's Give More

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Incubadoras
Incubadora de Baño Seco
Modelo YR05897 // YR05900



#Letsgivingmore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Incubadoras
Incubadora de Baño Seco
Modelo YR05897 // YR05900



Descripción del Producto:

Las incubadoras digitales de baño seco YR05897 // YR05900 son controladas por microordenador, ampliamente utilizadas en la preservación y reacción de las muestras, amplificación de ADN y pre-desnaturalización de electroforesis, coagulación sérica, etc.

Características:

- ✓ Pantalla led con temporizador
- ✓ Detección automática de fallos con alarma de zumbador
- ✓ Función de calibración de temperatura
- ✓ Varios bloques, fáciles de limpiar y desinfectar
- ✓ Protección incorporada contra temperaturas demasiado altas



#Let'sgivemore ❤️

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
 • 34000 Montpellier, France.
 Tel: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Incubadoras
Incubadora de Baño Seco
Modelo YR05897 // YR05900



Especificaciones Técnicas:

Modelo	YR05897	YR05898	YR05899	YR05900
Rango de control de temperatura	RT+5°C ~150°C			
Velocidad de calentamiento	≤ 10M (20°C to 100°C) ≤ 30M (20°C to 150°C)			
Estabilidad de la temperatura @40°C	±0.3°C			
Estabilidad de la temperatura @100°C	±0.5°C			
Estabilidad de la temperatura @120°C	±1°C			
Exactitud de visualización	0.1°C			
Temporizador	0~99h59m			
Temperatura máx.	150°C			
Potencia	200W	400W	600W	400W



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
 • 34000 Montpellier, France.
 Tel: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Incubadoras
Incubadora de Baño Seco
Modelo YR05897 // YR05900



Accesorios Opcionales:

Tipo	Diámetro del tubo	Capacidad	tamaño (An. x Prof. x Alt.)
YR05900-op1	6mm	48	96.5×76.5×50 mm
YR05900-op2	7mm	48	96.5×76.5×50 mm
YR05900-op3	10mm	24	96.5×76.5×50 mm
YR05900-op4	12mm	24	96.5×76.5×50 mm
YR05900-op5	13mm	24	96.5×76.5×50 mm
YR05900-op6	15mm	12	96.5×76.5×50 mm
YR05900-op7	16mm	12	96.5×76.5×50 mm
YR05900-op8	19mm	12	96.5×76.5×50 mm
YR05900-op9	20mm	12	96.5×76.5×50 mm
YR05900-op10	26mm	8	96.5×76.5×50 mm
YR05900-op11	28mm	6	96.5×76.5×50 mm
YR05900-op12	38mm	3	96.5×76.5×50 mm
YR05900-op13	0.2ml tubos	48	96.5×76.5×50 mm
YR05900-op14	0.5ml tubos	48	96.5×76.5×50 mm
YR05900-op15	1.5ml tubos	24	96.5×76.5×50 mm
YR05900-op16	2ml tubos	24	96.5×76.5×50 mm
YR05900-op17	0.2ml	96	96.5×153×33.5 mm
YR05900-op18	Plano	96 Elisa	96.5×153×22.5 mm



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
 • 34000 Montpellier, France.
 Tel: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
 KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein[®]

A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



Fundación Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>




MANIAPURE FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a single lens.

Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled environment (refrigerated space), without fluids and substances.

Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE
SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue
Baden Powell, 34000 Montpellier -
France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.


Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



**Kalstein France - Jacinto
Convit Foundation / Alliances**

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

