



LÍNEA MÉDICA

ELECTROCADIÓGRAFO ECG DIGITAL



Kalstein®

A different accompaniment, at your service



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Letsgivemore

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Electrocardiógrafo ECG Digital
Máquina de ECG de 12 Canales, 12 Derivaciones y 6 Canales
Modelo YR05159



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Electrocardiógrafo ECG Digital
Máquina de ECG de 12 Canales, 12 Derivaciones y 6 Canales
Modelo YR05159



Descripción del Producto:

La máquina de ECG de 12 canales es un electrocardiógrafo que puede recopilar señales de ECG de 12 derivaciones simultáneamente e imprimir formas de onda de ECG con un sistema de impresión térmica. El electrocardiograma se usa comúnmente para detectar ritmos cardíacos anormales y para investigar la causa de los dolores en el pecho. Un electrocardiograma registra la actividad eléctrica del corazón. El corazón produce pequeños impulsos eléctricos que se propagan a través del músculo cardíaco para hacer que el corazón se contraiga. Estos impulsos pueden ser detectados por la máquina de ECG.



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tit: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Electrocardiógrafo ECG Digital

Máquina de ECG de 12 Canales, 12 Derivaciones y 6 Canales

Modelo YR05159



Especificaciones Técnicas:

Modelo	YR05159
Elementos	especificación
Características	pantalla de 7",
	pantalla táctil
	Admite capacidades de análisis de Ecg
Guiar	12 conductores estándar
adquisición de prospectos	sincrónicamente 12 derivaciones
Circuito de entrada	Flotante; Circuito de protección contra efecto Desfibrilador
Impedancia de entrada	$\geq 50M\Omega$
Corriente del circuito de entrada	$\leq 0.05\mu A$
Record mode	Automático: 3CHx4+1R, 3CHx4,
	3CHx2+2CHx3, 3CHx2+2CHx3+1R, 6CHx2;
	Manual: 3CH, 2CH, 3CH + 1R, 2CH + 1R;
Filtrar	Ritmo: cualquier derivación seleccionable.
	Filtro EMG: 25 Hz/30 Hz/40 Hz/75 Hz/100 Hz/150 Hz Filtro DFT: 0,05 Hz/ 0,15 Hz Filtro de CA: 50 Hz / 60 Hz
CMRR	>100dB
Fuga de corriente del paciente	<10 μA
Corriente del circuito de entrada	<0,05 μA
Respuesta frecuente	0,05 Hz~150 Hz (-3dB)
Sensibilidad	2,5 mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV
Deriva anti-línea de base	Automático
Tiempo constante	$\geq 3.2s$
Nivel de ruido	<15 $\mu Vp-p$
Velocidad del papel	12,5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s
Modo grabación	Sistema de impresión térmica
Especificación de papel	Sun-7031: rollo de papel de 80 mm x 20 m Sun-7062: rollo de papel de 120 mm x 20 m
pantalla LCD	LCD gráfico de 7"
Clasificación de seguridad	IEC60601-1 clase I, tipo CF
Fuente de alimentación	CA: 100~240V, 50/60Hz, 30VA~100VA
Fusible	AC220V $\pm 10\%$ 2* $\Phi 5 \times 20mm$, T2A/250V AC retardo de tiempo



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





Kalstein[®]

A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



Fundación Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>



MANIAPURE FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a single lens through which a specimen is placed. For more information, visit our website.

Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled environment (refrigerated space), without fluids and substances.

Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE
SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue
Baden Powell, 34000 Montpellier -
France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto
Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

