



Kalstein®

A different accompaniment, at your service

LÍNEAS DE LABORATORIO

MEZCLADOR VORTEX





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Letsgivemore

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Mezclador Vortex
Mezclador Vórtex Múltitubos
Modelo YR06048



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Mezclador Vortex

Mezclador Vórtex Múltitubos

Modelo YR06048



Descripción del Producto:

- ✓ Pantalla digital disponible; Regulación de velocidad sin escalonamientos; Conmutación táctil/ejecutable fácil.
- ✓ Control por microprocesador, aspecto de diseño simplista, visualización LED de la velocidad y el tiempo.
- ✓ Diseño de programa humanizado, modos de funcionamiento de mezcla corta y temporizado incorporados. Funcionamiento estable y silencioso.
- ✓ Gran vórtice orbital, rendimiento eficaz. Varios tipos de marcos de tubo de espuma y almohadillas para la opción.
- ✓ Procesamiento máximo de 50 muestras al mismo tiempo para que el experimento sea más cómodo y eficaz.

Especificaciones Técnicas:

Modelo	YR06048	
RPM	500 ~ 2800rpm	
Amplitud	Oscilación horizontal de 4 mm	
Ajuste de la hora	1min ~ 99h59min	
Capacidad máxima	4,5kg100w	
Potencia de entrada	100w	
Dimensiones	410 * 276 * 432 mm	
Capacidad de la muestra	Especificaciones de la gradilla para tubos de ensayo	Especificaciones aplicables
		(diámetro exterior mm)
	50*φ10mm	φ9~φ10mm
	50*φ12mm	φ11~φ13mm
		(tubo de centrifuga de 1,5/2ml)
	50*φ15mm	φ14~φ17mm
		(tubo de centrifuga de 5/15ml)
	50*φ20mm	φ18~φ21mm
15*φ25mm	φ24~φ27mm	
15*φ29mm	φ28~φ32mm	
	(tubo de centrifuga de 50ml)	



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





Kalstein[®]

A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



Fundación Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>



MANIAPURE FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a single lens through which an eye or camera can see objects that are too small to be seen by the unaided eye.
Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigeration is a process of removing heat from a space or object to maintain it at a controlled environment (refrigerated space), without fluids and substances.
Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE

SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue Baden Powell, 34000 Montpellier - France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

