




SECTOR VETERINARIO

MONITORES VETERINARIOS



Kalstein®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Let's Give More

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Monitores Veterinarios
Monitor Desfibrilador Veterinario (Bifásico)
Modelo YR06111



Descripción del Producto:

- ✓ Añade grabador incorporado como configuración estándar. Grabación de disparador de descarga de desfibrilación
- ✓ Añade una batería de iones de litio como configuración estándar
- ✓ Añadir módulo SpO2 como configuración opcional
- ✓ Mensaje de voz
- ✓ Forma de onda ECG mediante electrodo de paleta
- ✓ Frecuencia cardiaca, plomo, alarma activada/desactivada, energía suministrada Visualizado en una pantalla



#Letsgivingore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
 • 34000 Montpellier, France.
 Tel: +33 467 158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Monitores Veterinarios
Monitor Desfibrilador Veterinario (Bifásico)
Modelo YR06111



MONITORES VETERINARIOS

Modelo		YR06111
Pantalla	Tipo de pantalla	Pantalla de alta resolución, pantalla TFT en color
	Tamaño de criba	7 pulgadas (17,7 cm) en diagonal
	Velocidad de barrido	12,5/25/50mm/seg.
	Información	Frecuencia cardiaca, plomo, alarma activada/desactivada, energía suministrada
	Resolución	800x480
ECG	Conexión paciente	Cable de ECG de 3 derivaciones, o cable de ECG de 5 derivaciones, palas
	Selección de derivaciones	Visualización en monitor, palas, I, II, III, AVR, AVL, AVF, V
	Tamaño del ECG	Visualización de 2,5,5, 10, 20, 30 mm/mV en el monitor
	Frecuencia cardiaca	20-350BPM
	Protección	Con soporte 4000vAc/50Hz tensión en aislamiento y trabajo contra bisturí electroquirúrgico y desfibrilación
Desfibrilador	Forma de onda	Bifásico
	Tipo de desfibrilador	Desfibrilación Externa Manual Sincrónica/Asincrónica
	Tiempo de carga	Menos de 10 segundos para 360 julios
	Indicación de energía	La pantalla del monitor indica tanto la energía seleccionada como la suministrada
	Tipo de aviso de carga	Mensajes de voz y visuales
	Selección de energía	Seleccionable a 0, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 360 julios
	Palas estándar adulto/pediátrico	Palas externas reutilizables para adultos (palas pediátricas integradas)
Descripción de la batería	Tipo estándar	Batería de iones de litio Li1104c 11,1Vdc 4000mAh X2
	Capacidad estándar	Hasta 10 horas de monitorización de ECG o 60 descargas de energía completa
	Indicador de batería baja	El icono de batería baja parpadea en la pantalla y el indicador Bat del panel del defí-monitor está encendido
	Velocidad de recarga	80% en 3 horas 100% en 5 horas
Grabadora incorporada	Papel	Térmico de 50 mm
	Método de impresión	Cabezal de impresión térmico de alta resolución Registro de fecha, hora, velocidad de barrido, ganancia de forma de onda, frecuencia cardiaca, energía (julios) y forma de onda de ECG
	Modo de impresión	Registro de alarma de FC por superación de límites
		Grabación temporizada automática
		Grabación en tiempo real
Registro de disparo por descarga de desfibrilación		
Alimentación	Doble uso AC-DC	Utiliza las baterías, AC 100V~240V, 50/60Hz
	Tensión del vehículo (opcional)	CC 12V



#Letsgivemore ♥
 Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.
 Tit: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





Kalstein[®]

A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



Fundación Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>



MANIAPURE FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing microscopic objects. This is achieved through the use of lenses.
Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigerator is a device used for storing and preserving samples. It is one of the most important pieces of equipment in a laboratory. It is used to maintain a constant temperature in a controlled environment (refrigerated space), without fluctuations and vibrations.
Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE
SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue Baden Powell, 34000 Montpellier - France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

