



LINEA DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES

ACCESORIOS Y CONSUMIBLES PARA
HISTOPATOLOGÍA



Kalstein®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Let's Give More

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.





Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Línea de Reactivos y Consumibles
Paquete de Accesorios y Consumibles para Histopatología
Modelo YRA18-1 // YRA33-3



#Letsgivemore ❤️
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S.



KALSTEIN® Línea de Reactivos y Consumibles

Paquete de Accesorios y Consumibles para Histopatología

Modelo YRA18-1 // YRA33-3



Consumibles Para Histología:

Mejora la calidad, reduce los errores y ahorra tiempo con consumibles plug and play específicos. Desde portaobjetos y cubreobjetos hasta cera y reactivos a granel, el buen funcionamiento de cualquier laboratorio depende de un suministro constante de consumibles de alta calidad. Entre nuestra gama de consumibles para histología seguro que encontrará un casete especialmente adecuado para satisfacer sus necesidades específicas a la hora de procesar muestras de tejido normales, biopsias únicas y múltiples y también muestras de gran tamaño. La mayoría de los modelos pueden utilizarse con etiquetadoras automáticas.

La histología y la patología son ciencias que a menudo se utilizan juntas en los laboratorios de biología y medicina. Los equipos de laboratorio de histología y patología son herramientas que ayudan a preparar y examinar tejidos. Los microtomos producen finas láminas de tejido, y los procesadores de tejidos preparan automáticamente muestras de tejido para su estudio, las etapas de congelación congelan las muestras de forma rápida y uniforme, y los criostatos las mantienen congeladas. Las plataformas termo conductoras mantienen la muestra a una temperatura constante, caliente o fría, mientras se transportan o analizan las muestras. Hay secadores automáticos de portaobjetos, teñiduras y etiquetadores que ayudan a minimizar los errores, el tiempo y los gastos al preparar los portaobjetos de las muestras. Por supuesto, una vez que las muestras se han procesado y están listas para el análisis, se utilizan microscopios para analizar los tejidos.

¿Cuáles son las aplicaciones de la histología?

La histología es un estudio científico versátil que examina la micro anatomía de las células y los tejidos. El seccionamiento y la tinción de los tejidos pueden proporcionar imágenes vívidas de las muestras, lo que permite a los investigadores comprender los procesos biológicos de un tejido o célula. Entre las aplicaciones de la histología se incluyen:

- ✓ Ayuda en el diagnóstico de enfermedades.
- ✓ Innovaciones y descubrimientos médicos.
- ✓ Educación e investigación (por ejemplo, arqueología).
- ✓ Análisis forense En todos estos campos, es necesario disponer de un acceso rápido y fiable a consumibles para preparar muestras y realizar un informe histológico de forma eficaz. En muchos casos, los protocolos de laboratorio exigen analizar una gran cantidad de muestras, por lo que es fundamental optimizar los métodos para ahorrar tiempo y recursos.



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Línea de Reactivos y Consumibles

Paquete de Accesorios y Consumibles para Histopatología

Modelo YRA18-1 // YRA33-3



Tipo de accesorios y consumibles:

Cuchilla desechable para micrótopo (perfil bajo)

- ✓ Las cuchillas desechables Kalstein YRA18 de perfil bajo están fabricadas en acero inoxidable de gran durabilidad.
- ✓ Un ingenioso proceso de recubrimiento de la cuchilla mediante PTFE permite estirar la sección y obtener cintas de seccionamiento de calidad en la histología rutinaria.
- ✓ Finas pero duraderas, las cuchillas de 80 mm de largo x 8 mm de alto x 0,25 mm de grosor están diseñadas específicamente para su uso con micrótopos o criostatos Kalstein clasificados y etiquetados como productos sanitarios de diagnóstico in vitro para el diagnóstico médico histológico, por ejemplo, el diagnóstico del cáncer.

Cuchilla desechable para micrótopo (Perfil alto)

- ✓ La cuchilla desechable para micrótopo de perfil alto YRA19 es adecuada para todos los bloques de tejido embebidos en parafina en aplicaciones rutinarias.
- ✓ Las cuchillas desechables de alto perfil están fabricadas en acero inoxidable de gran durabilidad.

Cassettes

- ✓ Se utilizan en el procesamiento, inclusión, seccionamiento y almacenamiento a largo plazo de muestras de tejidos y biopsias. Construcción de acetal de alta densidad. El acetal es resistente a disolventes histológicos como el alcohol y el xileno.



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Línea de Reactivos y Consumibles
Paquete de Accesorios y Consumibles para Histopatología
Modelo YRA18-1 // YRA33-3



Modelo	Descripción	Caja
YRA18-1	Cuchilla de micrótopo desechable (perfil bajo)	250 cajas
YRA19-1	Cuchilla de micrótopo desechable (perfil alto)	40 cajas
YRA20-1	Casete de incrustación de tejidos	9000 piezas
YRA21-1	Casete de plástico con tapa de plástico	4000 piezas
YRA33-2	Bloque de parafina	10kgs (20 cajas)/Cartón
YRA33-3	Parafina granulada	10 KG (10 bolsas)/Cartón



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
 • 34000 Montpellier, France.
 Tel: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein[®]

A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



Fundación Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>




MANIAPURE FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a single lens.

Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled temperature. Refrigerated space, without fluids and substances.

Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE
SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue Baden Powell, 34000 Montpellier - France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

