



*iSe Visto, eres Más!*



**Kalstein**®

*Todos los Derechos Reservados © KALSTEIN France S. A. S.,*

# SECTOR LABORATORIO REACTIVOS



All rights reserved KALSTEIN France S.A.S.  
5 Rue Castiglione 75001 Paris - France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S

[www.kalstein.net/es/](http://www.kalstein.net/es/)



## Beneficios y Ayudas

En Kalstein Francia nos preocupamos por la plena satisfacción de nuestros clientes, por eso ofrecemos servicios de valor añadido del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



### Plataforma Kalstein+

Todo esto se presentaría en una interfaz intuitiva y fácil de usar, brindando una experiencia de compra personalizada y satisfactoria para cada cliente..



### Respuesta Rápida

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder todas sus consultas o preguntas, con el fin de apoyarlo en cualquier situación..



### #Letsgivemore ♥

Gracias a tu compra, se realiza una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer y ayuda a comunidades vulnerables.



### Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y tutoriales en video.



### Logística De Entrega

Nos encargamos de toda la logística necesaria para el envío de sus mercancías, ya sea por mar, tierra o aire.



### Kalstein a nivel mundial

Con más de 25 años creciendo junto a nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein está ahora presente en más de 10 países y sigue aumentando



### Recomendación de Modelos por IA

la recomendación de modelos a través de la IA se utiliza para analizar el comportamiento del usuario, sus preferencias y características específicas, con el fin de recomendar los modelos de productos más adecuados para cada cliente.

**KALSTEIN® Reactivos**  
**Paquete de Reactivos de Hematología**  
**Modelo YRA17-1**



**Descripción del Producto:**

Los reactivos hematológicos son indispensables en el uso del analizador hematológico. Los reactivos hematológicos incluyen agentes hemolíticos, diluyentes, soluciones de limpieza y soluciones de limpieza concentradas. Entre ellos, el agente hemolítico se utiliza para destruir los glóbulos rojos, garantizar el recuento de glóbulos blancos, realizar la clasificación de glóbulos rojos y la detección de HGB; diluyente se utiliza para mantener el volumen y la forma de las células, y formar un entorno conductor; solución de limpieza y solución de limpieza concentrada se utilizan para el mantenimiento de tuberías, agujas y piscinas de recuento y mantenimiento.

Kalstein ofrece una gama completa de reactivos hematológicos como diluyente, reactivos de lisación y limpiadores para la mayoría de los analizadores hematológicos en el mercado, incluyendo modelos diferenciales de 3 partes y diferenciales de 5 partes.



**#Letsgivemore** ♥  
 Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
 5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
 +33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
 KALSTEIN FRANCE, S.A.S



**KALSTEIN® Reactivos**  
**Paquete de Reactivos de Hematología**  
 Model YRA17-1



**Descripción Técnica:**

<b>Artículo modelo</b>	YRA17-1
<b>Inicio (ml)</b>	18 / 15 / 4
<b>Apagado (ml)</b>	18 / 0 / 0
<b>Por prueba (ml)</b>	35 / 10 / 0,6
<b>Muestra diaria</b>	60
<b>Cantidad de prueba total por año</b>	21900
<b>Días</b>	365
<b>Consumo de inicio y cierre por año</b>	13140 / 5475 / 1460
<b>Consumo de prueba</b>	766500 / 219000 / 13140
<b>Paquete de reactivos necesario por año</b> o	39 / 44,9 / 29,2
<b>Información adicional</b>	Diluyente 20L / Limpiador 5L / Lyse 500ml / Limpiador de Concentración 50 ml
<b>Nota: El limpiador de sondas se utiliza como reactivo de mantenimiento. Se debe estimar el consumo total</b>	



**#Letsgivemore** ♥  
 Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.




All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
 5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
 +33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
 KALSTEIN FRANCE, S.A.S



#LETSGIVEMORE 

**CON LA  
ADQUISICIÓN  
DE UN EQUIPO  
KALSTEIN**

A LA QUE USTED CONTRIBUYE:




¿Te enfrentas al reto de mantener a tus clientes satisfechos y comprometidos?

Aprende de los líderes de la industria y mantente informado sobre las últimas tendencias.

 [www.kalstein.net](http://www.kalstein.net)



<https://onetreepanted.org>





PARIS - FRANCE

**SEDE CENTRAL**

5 Rue Castiglione  
75001 Paris - France

**Tlf:** +33 (0) 1 70 39 26 50

**Cel:** +33 (0) 6 80 76 07 10

**Cel:** +33 (0) 6 63 81 00 23

sales@kalstein.eu

<https://www.kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.net/>

**¡Síguenos en Nuestras Redes Sociales!**



[@kalsteinlatinoamerica](https://www.instagram.com/kalsteinlatinoamerica)



[@kalsteinlab](https://www.twitter.com/kalsteinlab)



[@kalsteinlabfr](https://www.instagram.com/kalsteinlabfr)

**¡Aquí Encontraras Nuestros Tutoriales!**



[@kalsteinenglish4897](https://www.youtube.com/channel/UCkALsteinenglish4897)

