




LÍNEAS DE LABORATORIO

PIPETAS



Kalstein®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.




Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Letsgivemore

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Pipetas
Pipetas para Manipulación de Líquidos
Modelo YR03732 // YR03732-8



#Letsgivemore ♥
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tit: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Pipetas
Pipetas para Manipulación de Líquidos
Modelo YR03732 // YR03732-8



Descripción del Producto:

La serie de pipetas YR está diseñada y fabricada para ofrecerle una gama de pipetas robustas, precisas y precisas. Estos modelos son una pipeta de desplazamiento de aire de volumen fijo con el volumen seleccionado mostrado en un indicador digital (pantalla de volumen)

Características del Producto:

- ✓ 3 dígitos
- ✓ Forma de aumento
- ✓ Resistencia química
- ✓ Esterilización a 121 ° C
- ✓ Fuerza operativa muy baja
- ✓ El color indica el volumen de la pipeta
- ✓ Colocado para una ergonomía perfecta
- ✓ Solo unos pocos giros para alcanzar el volumen deseado

Modelo	Rango de Volumen	Exactitud	Repetitividad
YR03732	0.1 – 2µl	±12.0 – 1.5 %	≤6.00 – 0.70%
YR03732-1	0.5 – 1µl	±2.5 – 1.0 %	≤1.50 – 0.40%
YR03732-2	2 – 20µl	±2.5 – 1.0 %	≤1.50 – 0.30%
YR03732-3	5 – 50µl	±2.0 – 1.0 %	≤1.50 – 0.25%
YR03732-4	10 – 100µl	±1.8 – 0.8%	≤0.50 – 0.15%
YR03732-5	20 – 200µl	±1.8 – 0.6%	≤0.50 – 0.15%
YR03732-6	100 – 1 000µl	±1.5 – 0.6%	≤0.30 – 0.15%
YR03732-7	500 – 5 000µl	±1.2 – 0.6 %	≤0.30 – 0.15%
YR03732-8	1 – 10ml	±2.5 – 0.6 %	≤0.30 – 0.15%



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
 • 34000 Montpellier, France.
 Tel: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
 KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein[®]

A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



Fundación Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>




MANIAPURE FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing microscopic objects. This is achieved through the use of lenses.
Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigerator is a device used for storing and preserving samples. It is one of the most important pieces of equipment in a laboratory. It is used to maintain a constant temperature in a controlled environment (refrigerated space), without fluctuations and vibrations.
Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE
SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue Baden Powell, 34000 Montpellier - France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

