



LÍNEAS DE LABORATORIO

REFRIGERADORES Y CONGELADORES



Kalstein®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Let's Give More

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores

Refrigerador de Laboratorio, Farmacia y Equipos Criogénicos Para Vacuna

Modelo YR05289



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores**Refrigerador de Laboratorio, Farmacia y Equipos Criogénicos Para Vacuna****Modelo YR05289****Descripción del Producto:**

El refrigerador de farmacia de 2 ~ 8 °C es ampliamente utilizado en farmacias y laboratorios de hospitales. Esto es para colocar y preservar el almacenamiento como medicamentos, vacunas, enzimas, hormonas, células madre, ARN extraído y bibliotecas de genes e importantes reactivos biológicos y químicos. Equipado con un sistema completo de alarma de temperatura con zumbador audible y luz intermitente visible capaz de alertar fallas debido a errores del sensor de temperatura alta y baja, puerta entreabierto, falla de energía y batería baja

**#Letsgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores

Refrigerador de Laboratorio, Farmacia y Equipos Criogénicos Para Vacuna

Modelo YR05289



Especificaciones Técnicas:

Modelo	YR05289
Estante/cajón	Estantes/5
método de enfriamiento	Sistema de enfriamiento de aire forzado
Descongelar	Auto
Refrigerante	R290
Consumo de energía (kWh/24h)	2.37
Ruido (db)	50
Temperatura ambiente (°C)	10~32°C
Rango de temperatura (°C)	2~8°C
Marca del compresor/CANT.	marca china/1
Tipo de sensor	NTC
Controlador de temperatura	Microprocesador
Mostrar	Pantalla digital
Voltaje/frecuencia (V/Hz)	220/50Hz
Potencia (W)	240W
Corriente (A)	1.3A
Material interior	Acero rociado de color
Material exterior	Acero rociado de color
Aislamiento	PURF
Capacidad (L/pies cúbicos)	416/14.69
Tamaño exterior (An. x Pr. x Al.) (mm)	800*552*1940
Tamaño interior (An. x Pr. x Al.) (mm)	685*429*1380
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) (mm)	890*655*2100
CBM	1.22
20GP/40GP/40HQ	18/39/39
Temperatura alta/baja	Y
Fallo de alimentación	Y
Fallo del termostato	Y
Alarma de falla de la batería de respaldo	/
Alarma de falla del condensador	/
Temperaturas ambiente	/
Alarma de anomalía de voltaje	/
Puerta entreabierta	Y
Alarma anormal del sistema	/
Sistema de respaldo de falla de energía (alarma)	8H
Pie	Y
Castor	Y
Puerta exterior/Tipo	1/vidrio/baja emisividad
Cerradura de la puerta	1
Orificio de prueba CANTIDAD/diámetro	1/25 mm
Lámpara	LED
Puerto USB	Opcional
Registrador de temperatura	Registrador de datos opcional
Puerto de alarma remota	Y
Puerto RS232/485	Opcional
Certificación	ISO9001,13485,14001,CE



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710 / +33 663810023
https://kalstein.eu
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



Fundación
Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>




MANIAPURE
FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a single lens through which a specimen is placed. For more information, visit our website.

Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled environment (refrigerated space), without fluids and substances.

Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE
SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue
Baden Powell, 34000 Montpellier -
France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



**Kalstein France - Jacinto
Convit Foundation / Alliances**

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

