




Un Acompañamiento Diferente a su Servicio



 **Kalstein**®

Todos los Derechos Reservados © KALSTEIN France S. A. S.,

LÍNEA DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES

**REACTIVO DE
QUIMIOLUMINISCENCIA**



All rights reserved KALSTEIN France S.A.S.
5 Rue Castiglione 75001 Paris - France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S

www.kalstein.net/es/



Beneficios y Ayudas

En Kalstein Francia nos preocupamos por la plena satisfacción de nuestros clientes, por eso ofrecemos servicios de valor añadido del más alto nivel basados en nuestra experiencia.

Plataforma Kalstein+

Todo esto se presentaría en una interfaz intuitiva y fácil de usar, brindando una experiencia de compra personalizada y satisfactoria para cada cliente..

Respuesta Rápida

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder todas sus consultas o preguntas, con el fin de apoyarlo en cualquier situación..



#Letsgivemore

Gracias a tu compra, se realiza una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer y ayuda a comunidades vulnerables.

Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y tutoriales en vídeo.



Logística De Entrega

Nos encargamos de toda la logística necesaria para el envío de sus mercancías, ya sea por mar, tierra o aire.

Kalstein a nivel mundial

Con más de 25 años creciendo junto a nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein está ahora presente en más de 10 países y sigue aumentando



Recomendación de Modelos por IA

la recomendación de modelos a través de la IA se utiliza para analizar el comportamiento del usuario, sus preferencias y características específicas, con el fin de recomendar los modelos de productos más adecuados para cada cliente.

KALSTEIN® Reactivos De Quimioluminiscencia**Test de Toxoplasmosis****Modelo YRA353 // YRA362****Descripción del Producto:**

- ✓ Los kits calibradores de quimioluminiscencia para enfermedades infecciosas están diseñados para su uso con analizadores IVD CLIA e incluyen pruebas para Toxo IgG, Toxo IgM, Rubéola IgG, Rubéola IgM, Rubéola IgM, CMV IgM, HSV-1 IgM, HSV-1 IgM, HSV-2 IgM, HSV-2 IgG. Estos kits aprovechan la avanzada tecnología de acoplamiento para una alta estabilidad y sensibilidad, y presentan un complejo anticuerpo-ALP altamente purificado. Los materiales centrales patentados, como las microesferas magnéticas y una solución de sustrato única, mejoran su rendimiento.
- ✓ Los kits utilizan un sistema de separación magnética y están diseñados para un funcionamiento sencillo, resultados rápidos y automatización perfecta, lo que los hace seguros y fiables para el diagnóstico clínico. Compatible con los analizadores de inmunoensayo por quimioluminiscencia modelos YR06389 y YR06390

**#Letsgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Reactivos De Quimioluminiscencia

Test de Toxoplasmosis

Modelo YRA353 // YRA362



Especificaciones Técnicas:

Modelo	YRA353	YRA354	YRA355	YRA356	YRA357	YRA358	YRA359	YRA360	YRA361	YRA362
Parámetro probado	Toxo IgG	Toxo IgM	Rubéola IgG	Rubéola IgM	Rubéola IgM	CMV IgM	VHS-1 IgM	VHS-1 IgM	VHS-2 IgM	VHS-2 IgG
Especificación	100 Pruebas/Caja para la serie CIA									
Componente	Cuentas magnéticas									
	Calibrador Bajo									
	Calibrador Alto									
	Toxo IgG Anti									
	Control 1									
	Control 2									
Accesorios necesarios pero no suministrados	Sustrato									
	Solución de lavado									
Material de muestra	Suero									
Volumen de la muestra	Más de 200µL									
Almacenamiento	2-8°C									



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





PARA TODOS LOS CLIENTES KALSTEIN

¡ÚNETE A LA NUEVA PLATAFORMA KALSTEIN!

¡SOLUCIONES TECNOLÓGICAS!



Inteligencia Artificial

Herramienta de última generación (integrada en todas las páginas web) necesaria para la preparación rápida de licitaciones o solicitudes ordinarias.



Dispositivos Tecnológicos

Un dispositivo de vanguardia diseñado para conectar a la perfección su equipo de laboratorio con nuestra aplicación móvil en teléfonos Kalstein...



Plataforma K+

El cliente distribuidor puede construir su negocio y realizar sus presupuestos automáticamente con los gastos de envío al destino final siempre con la identidad de su empresa.

SOLUCIONES COMERCIALES



Servicios de Marketing

Creación de contenidos para el Blog y guías informativas para posicionamiento SEO



Dropshipping

Para la recepción y preparación del pedido en nombre de su empresa y envío al cliente final conectado al seguimiento Kalstein con personalización del producto.



Descuentos Especiales

Hasta un 41% más un 4% de gastos de envío

PRESENTAMOS LA NUEVA ERA DE LOS EQUIPOS INTELIGENTES KALSTEIN

Nos complace anunciar el desarrollo de una revolucionaria adición a nuestra gama de productos: un dispositivo de vanguardia diseñado para conectar perfectamente su equipo de laboratorio con nuestra aplicación móvil en los teléfonos Kalstein.

CONTÁCTANOS

| (+33) 01 70 39 26 50 / (+33) 7 60 83 92 83

Mail: sales.department@kalstein.eu

www.kalstein.net

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.

CONECTA CON NOSOTROS EN KALSTEIN+

¿NECESITA ASISTENCIA?



¿CÓMO SOLICITAR UNA VIDEOLLAMADA?

En Kalstein+ nos comprometemos a prestarle el mejor servicio posible, adaptándonos a sus necesidades de forma personalizada y eficaz. Por eso le invitamos cordialmente a unirse a nosotros en una videollamada.



+ (33) 7 77 66 24 64



¿CÓMO PUEDE DESCARGAR LA APLICACIÓN?

Descárguese ahora la aplicación Kalstein+ y llévese la experiencia Kalstein dondequiera que vaya. No pierdas la oportunidad de estar al día de las últimas noticias y ofertas especiales.



Descárgala en
Play Store



Descárgala en
APP Store

CONTÁCTANOS

(+33) 01 70 39 26 50 / (+33) 7 60 83 92 83

Mail: sales.department@kalstein.eu

www.kalstein.net

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.