



Un acompañamiento diferente a su Servicio



Kalstein®

Todos los Derechos Reservados © KALSTEIN France S. A. S

SECTOR MÉDICO

**UNIDAD DE BILIRRUBINA
INFANTIL**

www.kalstein.net/es/



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Letsgivemore

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Unidad de Fototerapia Infantil**Unidad de Fototerapia LED Neonatal****Modelo YR06217****Descripción del Producto:**

- ✓ Utiliza tubo azul o LED como fuente de luz
- ✓ Temporizador digital LED, visualización del tiempo de terapia & tiempo total
- ✓ Rampa de elevación; soporte móvil, cabezal radiante giratorio en ángulo de 30°/ 60° /90

Especificaciones técnicas:

Modelo	YR06217
Potencia de entrada	150VA
Fuente de luz	Tubo azul/ Tubo LED
Vida útil de la fuente luminosa	2.000 /50.000 horas
Longitud de onda	400-550 nm
Distancia de tratamiento de irradiación	10~500px
Área efectiva	1125pxx600px
Máximo de irradiancia total de bilirrubina (Máximo Ebi)	≥2000μW/cm2
En superficie efectiva	≥500μW/cm2
Superficie media en área efectiva	≥400μW/cm2
Uniformidad de Ebi	0,4
Radiación infrarroja en la zona efectiva	≤10mW/cm2(760nm<λ≤1400nm)
Radiación ultravioleta en la zona efectiva	≤1.0×10-5mW/cm2 (180nm<λ≤400nm)
Precisión de la visualización de la hora	2h±1min
Operar el ruido	≤55 dB(A)(el ruido ambiental es inferior a 40 dB(A))
Rendimiento básico	la irradiancia total del equipo (Ebi) ≥500μW/cm2
Rango de visualización del tiempo	9999h 59min
Ajustar el ángulo	30°,60°,90°
Ajustar la altura	1100mm~1500mm

**#Letsgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein[®]

A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



Fundación Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>



MANIAPURE FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a single lens through which an eye or camera can see objects that are too small to be seen by the unaided eye.
Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled environment (refrigerated space), without fluids and substances.
Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE

SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue
Baden Powell, 34000 Montpellier -
France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



**Kalstein France - Jacinto
Convit Foundation / Allianc...**

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

