



# SECTEUR DES RÉACTIFS ET CONSOMMABLES

## CONSOMMABLES



# Kalstein®

Un accompagnement différent, à votre service



NOS SERVICES

## Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



### Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



### Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.




### #Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



### Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



### Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



### Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



## KALSTEIN® Secteur Des Réactifs Et Consommables

Accessoires et consommables pour l'histopathologie

Modèle YRA18 // YRA44



### Consommables d'histologie:

- ✓ Améliorez la qualité, réduisez les erreurs et gagnez du temps avec des consommables dédiés et prêts à l'emploi. Des lames de verre et lamelles couvre-objet à la cire et aux réactifs en vrac, le bon fonctionnement de tout laboratoire dépend d'un approvisionnement constant en consommables de haute qualité.
- ✓ Parmi notre gamme de consommables d'histologie, vous êtes sûr de trouver une cassette spécialement adaptée à vos besoins spécifiques lors du traitement d'échantillons de tissus ordinaires, de biopsies simples ou multiples et également d'échantillons de grande taille. La plupart des modèles peuvent être utilisés avec des étiqueteuses automatiques.
- ✓ L'histologie et la pathologie sont des sciences qui sont souvent utilisées ensemble dans les laboratoires de biologie et de médecine. Les équipements de laboratoire d'histologie et de pathologie sont des outils qui aident à préparer et à examiner les tissus.
- ✓ Les microtomes produisent de fines tranches de tissus et les processeurs de tissus préparent automatiquement les échantillons de tissus à étudier. Les étages de congélation congèlent rapidement et uniformément les échantillons et les cryostats les maintiennent congelés. Les plates-formes thermo conductrices maintiennent votre échantillon à une température constante, chaude ou froide, pendant le transport ou l'analyse des spécimens. Il existe des sècheurs automatiques de lames, des colorateurs et des étiqueteurs pour aider à minimiser les erreurs, le temps et les dépenses lors de la préparation des lames des échantillons. Bien entendu, une fois que les échantillons ont été traités et sont prêts à être analysés, des microscopes sont utilisés pour analyser les tissus..



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



**KALSTEIN® Secteur Des Réactifs Et Consommables**  
**Accessoires et consommables pour l'histopathologie**  
**Modelé YRA18 // YRA44**



**Quelles sont les applications de l'histologie:**

L'histologie est une étude scientifique polyvalente qui examine la micro anatomie des cellules et des tissus. La section et la coloration des tissus peuvent fournir des images vivantes des échantillons, ce qui permet aux chercheurs de comprendre les processus biologiques d'un tissu ou d'une cellule. Les applications de l'histologie comprennent:

- ✓ L'aide au diagnostic des maladies.
- ✓ Innovations et découvertes médicales.
- ✓ Éducation et recherche (ex: archéologie).
- ✓ Analyse médico-légale Dans tous ces domaines, il est nécessaire d'avoir un accès rapide et fiable aux consommables pour préparer les échantillons et effectuer un rapport d'histologie de manière efficace. Dans de nombreux cas, les protocoles de laboratoire nécessitent l'analyse d'une grande quantité d'échantillons. Il est donc essentiel d'optimiser vos méthodes pour économiser du temps et des ressources.



**#Let'sgivemore** ♥  
 Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
 • 34000 Montpellier, France.  
 Tel: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
**KALSTEIN FRANCE, S.A. S**






**KALSTEIN® Secteur Des Réactifs Et Consommables**

Accessoires et consommables pour l'histopathologie

Modelé YRA18 // YRA44



**Type d'accessoires et de consommables:**

- ✓ Lame microtome jetable (profil bas)
- ✓ Les lames jetables Kalstein YRA18 à profil bas sont fabriquées en acier inoxydable et présentent une grande durabilité.
- ✓ Un procédé inventif de revêtement de la lame à l'aide de PTFE permet d'étirer les sections et d'obtenir des rubans de section de qualité en histologie de routine.
- ✓ Fines mais durables, les lames de 80 mm de long x 8 mm de haut x 0,25 mm d'épaisseur sont spécifiquement conçues pour être utilisées avec les microtomes ou les cryostats Kalstein classés et étiquetés comme dispositifs médicaux de diagnostic in vitro pour le diagnostic médical histologique, par exemple le diagnostic du cancer.
- ✓ Lame de microtome jetable (haut profil)
- ✓ La lame microtome jetable YRA19 High Profile convient à tous les blocs de tissus inclus en paraffine dans les applications de routine.
- ✓ Les lames jetables High Profile sont fabriquées en acier inoxydable et sont très résistantes.
- ✓ Cassettes
- ✓ Elles sont utilisées pour le traitement, l'enrobage, la coupe et le stockage à long terme des tissus et des échantillons de biopsie. Construction en acétal haute densité. L'acétal est résistant aux solvants histologiques tels que l'alcool et le xylène.



#Let'sgivemore ❤️  
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710 / +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



# KALSTEIN® Secteur Des Réactifs Et Consommables

## Accessoires et consommables pour l'histopathologie

Modèle YRA18 // YRA44



Modèle	Description
<b>YRA18</b>	Lame de microtome jetable (profil bas)
<b>YRA19</b>	Lame de microtome jetable (haut profil)
<b>YRA20</b>	Cassette d'enrobage de tissus
<b>YRA21</b>	Cassette en plastique avec couvercle en plastique
<b>YRA22</b>	Cassette en plastique avec couvercle en acier inoxydable
<b>YRA23</b>	Cassette en cuivre
<b>YRA24</b>	Moule d'incorporation
<b>YRA25</b>	Cadre d'encastrement en aluminium
<b>YRA26</b>	Cryo-pin pour cryostat
<b>YRA27</b>	Boîte de rangement des toboggans en bois
<b>YRA28</b>	Boîte de rangement des toboggans en bois
<b>YRA29</b>	Boîte de rangement des diapositives en plastique
<b>YRA30</b>	Boîte de rangement des diapositives en plastique
<b>YRA31</b>	Boîte de rangement des diapositives en plastique
<b>YRA32</b>	Pince à épiler
<b>YRA33</b>	Bloc de paraffine
<b>YRA33-1</b>	Paraffine granulaire
<b>YRA34</b>	Plateau en plastique de couleur
<b>YRA35</b>	Vesse de coloration des diapositives
<b>YRA37</b>	Diapositive en verre
<b>YRA38</b>	Panier à glissière en plastique
<b>YRA39</b>	Panier coulissant en acier inoxydable
<b>YRA40</b>	Panier à glissière en cuivre
<b>YRA43</b>	Stylo à lettres pour la pathologie
<b>YRA44</b>	Manche du couteau à parer en pathologie



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A. S







**Kalstein.**

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC  
L'ACQUISITION  
D'UN  
ÉQUIPEMENT  
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE  
CONTRIBUTION :



**Fundación  
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



**Humatem**

Solidarité et coopération  
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE  
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>



**Articles Kalstein**

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



**Kalstein Blog**  
Not just be informed, be fully informed

**The 3 articles of the week!**

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**1**  
Read this ARTICLE NOW



**How does the climate affect your microscope?**

microscope is an instrument used for observing small objects. It is used in various fields of science and industry. This is a common question asked for...

**Kalstein Blog**

**Article of the week:**  
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**2**  
Read this ARTICLE NOW



**What is the importance of the laboratory refrigerator?**

Refrigerator is a device used for storing food and other items. It is one of the most common pieces of equipment used in laboratories. This is a common question asked for...

**Kalstein Blog**

**Article of the week:**  
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>

**Vidéos de formation Kalstein**

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE  
**HEADQUARTER**

2 Rue Jean Lantier  
75001 Paris - France

**Tlf:** +33 (0) 01 78 95 87 89

**Cel:** +33 (0) 6 80 76 07 10

[sales@kalstein.eu](mailto:sales@kalstein.eu)

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

