


Kalstein.

Un accompagnement différent, à votre service

LIGNES DE LABORATOIRE

MIXEURS SHAKERS





All rights reserved ® KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.

• 34000 Monipeller, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023

https://kalstein.eu
KALSTEN FRANCE, S. A. S





NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.





#Letsgivemore 💗

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective correcte de vos équipements, grâce à aux manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.





Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Mixeurs Shakers

Agitateur de blanchiment

Modelé YR05794 // YR05801






Description du produit:

- ✓ L'affichage numérique à LED peut afficher directement les paramètres de réglage.
- ✓ L'instrument adopte le moteur, utilise un micro-ordinateur pour contrôler la vitesse, pour obtenir une haute précision et n'est pas affecté par les fluctuations de tension.
- ✓ L'instrument est conçu avec un démarrage à basse vitesse, empêchant une vitesse élevée soudaine de provoquer un déversement de liquide.
- ✓ L'instrument peut fonctionner automatiquement selon le réglage d'origine après que le gel d'alimentation normal est soudainement
- ✓ L'instrument peut effectuer un auto-diagnostique des défauts par son et lumière pour indiquer l'emplacement du défaut.
- ✓ Chaque valeur de paramètre peut être modifiée en temps réel en état de marche.
- ✓ En cas de surcharge, l'instrument s'arrête automatiquement, ce qui garantit la durée de vie et la sécurité de l'instrument.
- ✓ Large plage de tension, peut être utilisée dans la plage AC90-260v.









KALSTEIN® Mixeurs Shakers

Agitateur de blanchiment

Modelé YR05794 // YR05801





Spécifications techniques:

Modèle	YR05794	YR05795	YR05796	YR05797	YR05798	YR05799	YR05800	YR05801
mode secouer	orbital/		couverture /		•		agit	ant /
					Bala	nçant		
	convolution		la réciprocité				tridimensionnel	
contrôler	Contrôle PID par micro-ordinateur							
filtrer	Affichage numérique à DEL							
amplitude	Ø30		30 millimètres		25 millimètres		3-15°/manuel	
fréquence (tr/min/min	15-240				15-90			
sensibilité (tr/min)	2							
minuteur	0-99 heures							
	59 minutes							
taille de	250x	320x	250x	320x	250x	320x	250x	320x
voyage								
(mm)	230	265	230	265	230	265	230	265
numéro de bac	1							
taille globale/m m)	270x295x	330x480x	270x295x	330x480x	270x295x	330x480x	270x295x	330x480x
	160	160	160	160	170	220	170	180
Énergie	30W							
source de courant	CA 90-260V, 50-60HZ							
températur e ambiante	-10 °C-65 °C							













#LETSGIVEMORE

AVEC L'ACQUISITION D'UN ÉQUIPEMENT KALSTEIN

VOUS APPORTEZ UNE CONTRIBUTION :





https://onetreeplanted.org



biomédicale

https://www.humatem.org/



https://www.maniapurefoundation.org/



DES DOUTES?

Contactez nous!

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)







Article of the week: How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites





Article of the week: What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites https://kalstein.eu/articles



PARIS - FRANCE HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier 75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89 **Cel**: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

https://kalstein.eu/ https://www.kalstein.fr/

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

