



LIGNES DE LABORATOIRE

ANALYSEUR D'HUMIDITÉ



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Analyseur D'humidité**Analyseur d'humidité Halogène****Modelé YR05557****Description du produit:**

- ✓ Ecran tactile 5 pouces / switch CH et EN
- ✓ Éclairage halogène/capteur HBM
- ✓ Boîtier en aluminium/chambre en acier inoxydable
- ✓ Courbe dynamique en temps réel/Date et Tim
- ✓ réglage température/durée
- ✓ Le pourcentage de résidu sec/teneur en humidité
- ✓ magasin ensemble historique
- ✓ Option : boîtier en aluminium/imprimante/broyeur

Modèle	YR05557
Aptitude	110g
Lisibilité	0.001g
Température de fonctionnement	5°C-35°C
Affichage	Écran tactile de 5 pouces
Étalonnage	Étalonnage externe
Interface	RS232/RJ45/USB...
taille de casserole	Ø90mm
taille d'emballage	490x350x360mm
Poids brut	7,5 kg
chauffage	lampe halogène-2
Capteur de température	PT100
Écart de température	40°C-199°C
palier de température	1°C
plage d'humidité	0.00%-100.00%
lecture d'humidité	0,01%
Gamme sèche	100.00%-0.00%
lisibilité sèche	0,01%
réglage de la température	40°C-199°C par étape de 1°C
Réglage de l'heure	1-99min pendant 10s
numéro de stockage	vingt
numéro d'historique	vingt
Chauffage	220V±15% 50HZ/110V±15% 60HZ/400W
Solde	Entrée : 220V 50HZ/110V 60HZ Sortie : 9V

**#Let'sgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





Kalstein.

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?

microscope is an instrument used for observing small objects. It is used in various fields of science and industry. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigerator is a device used for storing and maintaining equipment that requires to maintain in a controlled environment (refrigerated space), various fluids and substances.

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>


Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

