




SECTEUR VÉTÉRINAIRE

ANALYSEURS VÉTÉRINAIRES



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Analyseurs Vétérinaires

Analyseur d'urine vétérinaire

Model YR06175



Description du produit:

- ✓ Grand écran LCD de 5"
- ✓ Taille compacte, faible poids
- ✓ Source lumineuse froide, haute luminosité avec longue durée de vie
- ✓ Sauvegarde automatique des données en cas de panne de courant
- ✓ Jusqu'à 4000 résultats en mémoire
- ✓ Imprimante thermique intégrée
- ✓ Connexion facile avec un PC
- ✓ Conception facilement accessible permettant l'entretien par l'utilisateur lui-même



Modèle	YR06175
Catégorie	Analyseur d'Urine
Prix de promotion	Obtenez le dernier prix!
Commande minimum	1 Pièces
Délai de livraison	15 jours
Paielement	T/T, L/C, Paypal, Espèces, Autre
Poids brut (kg)	1.00
Articles de test:	Leucocytes, Bilirubine, Sang Occulte, Urobilinogène, Cétone, Glucose, Protéine, PH, Nitrite, SG, VC
Débit:	Mode standard: 60 échantillons/heure;
Mode rapide:	120 échantillons/heure
Affichage:	Grand écran LCD de 5"
Mémoire:	4000 résultats d'échantillons
Sortie:	Imprimante thermique intégrée
Bandes:	Bandes de réactifs urinaires 11G
Alimentation électrique:	AC 110-220V, 50/60Hz
Poids net:	3.5kg
Dimension:	320mm*300mm*120mm (L*L*H)



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation will be made to a non-profit foundation that fights against breast cancer and helps most vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>




**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?

microscope is an instrument used for observing small objects. It is one of the most important pieces of equipment in a laboratory. This is because it allows you to see things that are too small to be seen with the naked eye. This is why it is so important to keep your microscope in good condition. One of the most important factors to consider is the climate. The temperature and humidity can affect the performance of your microscope. This is why it is important to keep your microscope in a controlled environment. If you are not sure how to do this, you can contact us for more information.

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigerator is a device that is used to keep things cool. It is one of the most important pieces of equipment in a laboratory. This is because it allows you to store things that need to be kept cool. This is why it is so important to keep your refrigerator in good condition. One of the most important factors to consider is the importance of the laboratory refrigerator. It is used to store things that need to be kept cool. This is why it is so important to keep your refrigerator in good condition. One of the most important factors to consider is the importance of the laboratory refrigerator.

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

