



LIGNES DE LABORATOIRE

ENCEINTES DE SÉCURITÉ BIOLOGIQUE



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Enceintes De Sécurité Biologique

Armoire à flux laminaire à air horizontal classe 100

Modelé YR05726



Description du produit:

- ✓ Adoption d'un système de porte coulissante à positionnement arbitraire
- ✓ La coque est soudée par des plaques laminées à froid, la surface est pulvérisée électrostatiquement et la surface de travail est en acier inoxydable brossé SUS304, résistant à la corrosion et facile à nettoyer.
- ✓ Les systèmes d'éclairage et de stérilisation sont verrouillés en toute sécurité et ont la fonction de synchronisation de la lampe ultraviolette (sauf 1BU, 1CU)
- ✓ Interface de contrôle LCD à affichage numérique, conception plus conviviale
- ✓ Le dessus de table quasi-fermé vertical et la formation d'un rideau d'air à flux descendant dans la salle d'opération peuvent empêcher efficacement l'entrée d'air extérieur et la zone d'opération est propre
- ✓ Équipé d'un filtre à air à haute efficacité HEPA, avec filtre primaire pour la filtration préliminaire, qui peut étendre efficacement le filtre à haute efficacité

Spécifications techniques:

Modèle	YR05726
Niveau de propreté	Classe 100@ $\geq 0.5\mu\text{M}$ (US Federal 209E)
Nombre de colonies	$\leq 0.5\text{pcs/plat-heure}$ (plaque de culture $\Phi 90\text{mm}$)
Vitesse moyenne du vent	0.25~0.45m/s
Bruit	$\leq 62\text{dB (A)}$
Demi-pic de vibration	$\leq 5\mu\text{M}$ (direction x、y、z)
Éclairage	$\geq 300\text{Lx}$
Source de courant	AC monophasé 220V/50Hz
Puissance maximum	100W
Lester	80Kg
Taille de la zone de travail	700×410×580
L1×D1×H1	860×590×1600
Dimensions	Simple/Simple
Spécification et quantité du filtre à haute efficacité	680×565×50
Spécification et quantité de lampe fluorescente/lampe ultraviolette	12W×1 20W×1



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein.

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?

microscope is an instrument used for observing small objects. It is used in various fields of science and industry. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigerator is a device used for storing food and other items. It is one of the most common pieces of equipment used in laboratories. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

