



LIGNES DE LABORATOIRE

ENCEINTES DE SÉCURITÉ BIOLOGIQUE



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Enceintes De Sécurité Biologique

Armoire à flux laminaire

Modelé YR05725



Description du produit:

Il s'agit d'une sorte de banc propre unidirectionnel horizontal de type nouveau largement utilisé dans les électrons, la défense nationale, les instruments et appareils précis, la pharmacie, les expériences chimiques, etc.

Caractéristiques du Produit:

- ✓ Adoption d'un système de porte coulissante à positionnement arbitraire
- ✓ La coque est soudée par des tôles laminées à froid. la surface est dispersée électro statiquement et la surface de travail est en acier inoxydable brossé SUS304, résistant à la corrosion et facile à nettoyer
- ✓ Les systèmes d'éclairage et de stérilisation sont verrouillés en toute sécurité et ont la fonction de synchronisation de la lampe ultraviolette
- ✓ Interface de contrôle LCD à affichage numérique, conception plus conviviale
- ✓ Équipé d'un filtre HEPA et d'un filtre primaire pour la filtration préliminaire, ce qui peut prolonger efficacement la durée de vie du filtre à haute efficacité

Modèle	YR05725
Arrivée d'air	Alimentation en air verticale
Niveau propreté	Classe 100@≥0.5µM (US Federal 209E)
Nombre de colonies	≤0.5pcs/plat·heure (plaque de culture Φ90mm)
Vitesse moyenne du vent	0,25 ~ 0,45 m/s (rapide et lent)
Bruit	≤62dB (A)
Demi-pic de vibration	≤5µM (direction x、y、z)
Éclairage	≥300Lx
Source de courant	AC monophasé 220V/50Hz
Max. Consommation d'énergie	800W
Zone de travail	1140x600x700
L₁×P₁×H₁	
Dimension hors tout	1300x760x1760
L×P×H	
Spécification et quantité de filtre à haute efficacité	1 125x540x50 x 1
Spécification et quantité de lampe fluorescente/lampe ultraviolette	20W×1/36W×1
Personnes concernées	Double personne – Single Side



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 69760710 / +33 663810023
https://kalstein.eu
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein.

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?

microscope is an instrument used for observing small objects. It is used in various fields of science and industry. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigerator is a device used for storing food and other items. It is one of the most common pieces of equipment used in laboratories. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

