



LIGNES DE LABORATOIRE

ENCEINTES DE SÉCURITÉ BIOLOGIQUE



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Enceintes De Sécurité Biologique

Armoire à flux laminaire horizontal

Modelé YR05723



Description du produit:

Le banc de nettoyage de bureau est une unité de purification locale utilisée dans un environnement propre aseptique et sans poussière dans les domaines de la médecine et de la santé, du génie biologique, des expériences scientifiques, etc.

Caractéristiques du Produit:

- ✓ L'ensemble de l'équipement adopte le soudage des plaques laminées à froid et la surface est pulvérisée électro statiquement.
- ✓ Le mode d'alimentation en air de l'équipement est divisé en alimentation en air verticale et alimentation en air horizontale, registre en verre quasi-fermé, facile à utiliser.
- ✓ Petit et exquis, il peut être placé librement sur l'établi général pour le fonctionnement, ce qui est pratique pour une utilisation dans les petits studios.
- ✓ Le système de ventilation est contrôlé par un interrupteur à distance rapide et lent à double vitesse pour garantir que la vitesse du vent dans la zone de travail est toujours dans un état idéal.

Modèle	YR05723
Niveau propreté	Classe 100@ $\geq 0.5\mu\text{M}$ (US Federal 209E)
Nombre de colonies	$\leq 0.5\text{pcs/plat}\cdot\text{heure}$ (plaque de culture $\Phi 90\text{mm}$)
Vitesse moyenne du vent	0,25 ~ 0,45 m/s (rapide et lent)
Bruit	$\leq 62\text{dB (A)}$
Demi-pic de vibration	$\leq 5\mu\text{M}$ (direction x、y、z)
Éclairément	$\geq 300\text{Lx}$
Source de courant	AC monophasé 220V/50Hz
Zone de travail	490×350×490
L₁×P₁×H₁	
Dimension hors tout	
L×P×H	650×530×850
Spécification et quantité du filtre à haute efficacité	470×455×38×1
Spécification et quantité de lampe fluorescente/lampe ultraviolette	5W×1/10W×1



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?
Microscopes are precision instruments requiring delicate handling and maintenance. This is why most microscopes are housed in a controlled environment such as a laboratory refrigerator.

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigerators in a laboratory are one of the most important pieces of equipment that you need to maintain in a controlled environment (refrigerated space), without fluctuations in temperature.

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

