



LIGNES DE LABORATOIRE

AUTOCLAVES



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Autoclave

Autoclave à vapeur sous pression avec séchage

Modelé YR05655 // YR05660



#Letsgivingmore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Autoclave

Autoclave à vapeur sous pression avec séchage

Modèle YR05655 // YR05660



Description du produit:

L'autoclave à vapeur à pression verticale de la série est l'équipement qui désinfecte et stérilise les objets dans la vapeur saturée, sa structure est horizontale et la voie de chauffage est électrique. Il est composé d'une salle de stérilisation, d'une coque, d'une porte, d'un générateur de vapeur, d'un système de tuyauterie, d'un système de contrôle, d'un système d'affichage numérique et d'un système d'alimentation.

Il est largement utilisé dans les CSSD, les laboratoires, les instituts de recherche scientifique, l'industrie pharmaceutique et alimentaire, et convient aux articles résistants aux hautes températures et aux hautes pressions, y compris instruments non emballés ou emballés, bandages, caoutchouc, liquides, instruments végétaux, article poreux, instrument creux à stériliser.

Caractéristiques du produit:

- ✓ Entièrement en acier inoxydable 304.
- ✓ Mécanisme de verrouillage à écrou papillon, porte de verrouillage de sécurité.
- ✓ Manomètre, affichage en temps réel de la pression.
- ✓ Contrôle du processeur PID, fonctionnement entièrement automatique.
- ✓ Affichage numérique de l'état de fonctionnement : pression, heure, température, niveau d'eau, code d'erreur, touche tactile.
- ✓ Décharge automatique d'air froid et décharge automatique de vapeur après stérilisation.
- ✓ Protection anti-brûlure en verre trempé.
- ✓ Joint de type autogonflant.
- ✓ Arrêt automatique avec un bip rappelant après la stérilisation.
- ✓ Une interface de test PT/TT standard est fournie pour des tests pratiques.
- ✓ Avec un tambour en acier inoxydable.
- ✓ Équipé d'un capteur d'eau automatique et d'un indicateur de niveau d'eau.
- ✓ Avec robinet de vidange et roulettes mobiles.
- ✓ Fonction de séchage intégrée.

Dispositif de protection de sécurité:

- ✓ Équipé d'un capteur de niveau d'eau, d'une alarme et d'une coupure par manque d'eau.
- ✓ Le programme s'arrêtera si le niveau d'eau est inférieur à la limite basse.
- ✓ Le buzzer émet une alarme lorsqu'un cycle de fonctionnement est terminé.
- ✓ Équipé d'une autoprotection contre la surchauffe et la surpression.
- ✓ Protecteur de surintensité.
- ✓ Dispositif de verrouillage de sécurité de la porte.
- ✓ Soupape de sécurité pour libération automatique.
- ✓ Soupape d'échappement d'urgence.



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Autoclave

Autoclave à vapeur sous pression avec séchage

Modèle YR05655 // YR05660



Spécifications techniques:

Modèle	YR05655	YR05656	YR05657	YR05658	YR05659	YR05660
Contrôler	Processeur PID					
Affichage	Écran numérique					
Matériel	Entièrement en acier inoxydable 304					
la pression de travail	0.22Mpa					
Température de travail	134°C					
Plage de température de travail	100 – 134°C					
Plage de temps de stérilisation	0 – 999 minutes					
Plage de temps de séchage	0 – 999 minutes					
précision de la température	0.1°C					
chaleur moyenne	≤1°C					
Tension	110-240V. 50/60Hz					
Générateur de vapeur	acier inoxydable 304					
tambour en acier inoxydable	1 PCS					
Castor	roues avec frein					
Taille de la chambre (Dia×D)(mm)	35L / Ø300×485mm	50L / Ø320×545mm	75L / Ø388×480mm	100L / Ø388×630mm	120L / Ø460*590mm	150L / Ø460*700mm
Taille extérieure (mm)	510×510×900mm	520×520×1000mm	570×570×1080mm	570×570×1180mm	610×610×1180mm	620×620×1210mm
Taille de l'emballage (mm)	550×540×1000mm	570×570×1090mm	620×620×1180mm	620×620×1280mm	660×670×1280mm	670×680×1310mm
GW / NO	65/45kg	75/55 kg	90/70kg	105/85kg	115/95 kg	120/105kg
Énergie	2,5 kW		3,5 kW		4,0 kilowatts	



#Let'sgive more ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
https://kalstein.eu
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?

microscope is an instrument used for observing small objects. It is used in various fields of science and industry. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigerator is a device used for storing and maintaining equipment that requires to maintain in a controlled environment (refrigerated space), various fluids and substances.

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

