



LIGNES DE LABORATOIRE

AUTOCLAVES



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Autoclave

Autoclave à vapeur vertical avec volant à affichage LCD

Modèle YR05665 // YR05668



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Autoclave

Autoclave à vapeur vertical avec volant à affichage LCD

Modèle YR05665 // YR05668



Description du produit:

- ✓ Matériaux entièrement en acier inoxydable SS304.
- ✓ Type de roue manuelle de structure de porte à ouverture rapide.
- ✓ Dispositif de verrouillage de sécurité de la porte.
- ✓ Contrôle par microprocesseur, affichage LCD de l'état de fonctionnement : pression, temps, température, niveau d'eau, code d'erreur, touche tactile.
- ✓ Décharge automatique d'air froid et décharge de vapeur automatiquement après la stérilisation.
- ✓ Joint de type autogonflant.
- ✓ Arrêt automatique avec un bip rappelant après la stérilisation.
- ✓ Une interface de test PT/TT standard est fournie pour des tests pratiques.
- ✓ Avec deux paniers en acier inoxydable.
- ✓ Avec robinet de vidange et roulettes mobiles.

Dispositif de Sécurité:

- ✓ Absence de protection de l'eau potable.
- ✓ Le programme s'arrêtera si le niveau d'eau est inférieur à la limite basse.
- ✓ Le buzzer émet une alarme lorsqu'un cycle de fonctionnement est terminé.
- ✓ Protection automatique contre la surchauffe et la surpression.
- ✓ Protecteur de surintensité.
- ✓ Dispositif de verrouillage de sécurité de la porte.
- ✓ Soupape de sécurité à déclenchement automatique contre la surpression.



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Autoclave

Autoclave à vapeur vertical avec volant à affichage LCD

Modèle YR05665 // YR05668



Spécifications techniques:

Modèle	YR05665	YR05666	YR05667	YR05668
max. la pression de travail	0.23Mpa			
Température de conception	136°C			
la pression de travail	0.22Mpa			
Température de travail	134°C			
Plage de température de travail	105 – 134°C			
temps de stérilisation	0 – 99 min ou 0-99 heure 59 min			
Précision de l'affichage de la température	0.1°C			
chaleur moyenne	≤±1°C			
Écrire	autoclave à vapeur vertical			
Contrôler	Microprocesseur			
Affichage	écran LCD			
programme de stérilisation	4 cycles (liquide, instrument, textile, défini par l'utilisateur)			
Générateur de vapeur	acier inoxydable 304			
Matériel	Entièrement en acier inoxydable 304			
Mise en charge	2 paniers en acier inoxydable.			
langage	Anglais			
Tension	110-220V. 50/60Hz			
Optionnel	Fonction de séchage, Imprimante			
Taille de la chambre (mm)	35L / Ø318×450	50L / Ø340×550	75L / Ø400×600	100L / Ø440×650
Taille extérieure (mm)	470×450×1020	520×490×1150	550×530×1180	580×560×1290
Taille de l'emballage (mm)	540×540×1140	580×580×1250	610×610×1280	640×640×1360
GW / NO	81/63 kg	94/74kg	113/93kg	125/105kg
Énergie	2,5 kW	2,5 kW	4,5 kW	4,5 kW



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW

How does the climate affect your microscope?

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW

What is the importance of the laboratory refrigerator?

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>
<https://www.kalstein.fr/>

