



LIGNES DE LABORATOIRE

BAINS MARIE CIRCULATEURS ET
REFROIDISSEURS



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Bains Marie Circulateurs Et Refroidisseurs

Bain-Marie à Agitation

Modelé YR030L



Description du produit:

Le bain-marie à agitation YR030L s'applique à divers instituts de grande et moyenne taille, à l'industrie médicale et pétrochimique, à la santé et à la prévention des épidémies, à la surveillance de l'environnement et aux départements de recherche scientifique pour la biochimie, la biologie, les cellules, les bactéries, etc.

Caractéristiques:

- ✓ La conception ultrasilencieuse permet un fonctionnement silencieux.
- ✓ Le moteur sans balais réduit le bruit, prolonge la durée de vie et stabilise le couple sans entretien.
- ✓ Contrôleur LCD intégré, capteur de haute précision et contrôle précis de la température.
- ✓ L'alarme de surchauffe empêche la température de l'expérience de dépasser le réglage.
- ✓ La commande PID pratique permet de faire fonctionner l'appareil en réglant les données et l'heure, en changeant automatiquement le sens de rotation, en arrêtant automatiquement l'appareil, en sauvegardant automatiquement les données en cas de panne de courant, en démarrant et en arrêtant rapidement l'appareil et en protégeant l'arbre du moteur contre le blocage.



#Letsgivingore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Bains Marie Circulateurs Et Refroidisseurs

Bain-Marie à Agitation

Modelé YR030L



Modèle		YR030L
Fonction	Plage de température de fonctionnement	RT~100°C
	Tem. Résolution Ratio	0.1°C
	Tem. Proposition	± 0.1 °C
	Tem. Uniformité	± 0.2 °C
	Amplitude de l'oscillation réciproque	16 ou 24 mm (16 mm en sortie d'usine)
	Gamme de fréquences réciproques	20~180 (r/min)
	Fréquence réciproque Précision	± 1 tr/min
Structure	Réservoir d'eau	Acier inoxydable miroir
	Coquille extérieure	Laminage à froid de l'acier pulvérisation électrostatique à l'extérieur
	Couvercle supérieur	Acier inoxydable miroir
	Couche isolante	Polyuréthane
	Chauffage	Réchauffeur en acier inoxydable
	Mode de conduite	Vilebrequin + lien double + quatre roues
	Etagère	Acier inoxydable miroir
	Puissance nominale	1,5 kW
Contrôleur	Tem. Mode de contrôle	LCD PID Contrôle intelligent
	Mode de contrôle alternatif	
	Mode de réglage	Réglage du bouton tactile
	Tem. Mode d'affichage	Écran LCD
	Mode d'affichage de la vitesse	
	Minuterie	0~9999 min
	Fonctionnement	Fonctionnement à valeur fixe, fonction de temporisation, arrêt automatique, arrêt rapide du démarrage
	Capteur de température	Pt100
	Capteur de vitesse	Hoare
Fonction supplémentaire	Correction de l'écart, verrouillage des touches de menu, mémoire de désactivation	
Dispositif de sécurité	Alarme de surchauffe, verrouillage du menu, protection contre le manque ou le plein d'eau, protection contre le blocage de l'arbre du moteur	
Spécifications	Taille du réservoir d'eau (L*L*H)(mm)	500*310*200
	Taille extérieure (L*L*H)(mm)	828*360*425
	Taille de l'emballage (L*L*H)(mm)	908*440*505
	Ressort Choc Taille du panier (mm)	395*250
	Panier à chocs Taille individuelle la plus grande (ml/pièce)	100 ml*12 / 250*8 / 500*6
	Volume intérieur	31 L
	Palier du panier d'amortisseurs	5 kg / couche
	Courant nominal (50Hz)	AC 220V / 6,8A
	NW/GW (kg)	20 / 30
Accessoires	Siège de flacon pour bain-marie, support pour tubes	



#Let'sgive more ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
https://kalstein.eu
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?

microscope is an instrument used for observing small objects. It is used in various fields of science and industry. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigerator is a device used for storing food and other items. It is one of the most common pieces of equipment used in laboratories. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

