



Un accompagnement différent à votre service



Kalstein®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S

LABORATOIRE SECTEUR

CENTRIFUGES

www.kalstein.net/fr/



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Centrifuges**Centrifugeuse d'étable à basse vitesse****Modelé YR131****Description du produit:**

Il est équipé d'une commande par micro-ordinateur, d'un verrouillage électronique et d'un moteur à courant alternatif à conversion variable qui fournit un couple élevé. A conversion variable qui fournit un couple élevé.

**Performance technique:**

- ✓ Il est équipé d'un contrôle par micro-ordinateur, d'un verrouillage électronique et d'un moteur AC à conversion variable qui fournit un couple élevé.
- ✓ L'écran numérique LCD permet de visualiser facilement les opérations.
- ✓ Jusqu'à 9 programmes d'utilisateur pour répondre aux demandes les plus diverses.
- ✓ L'appareil est doté d'un dispositif d'alarme automatique avec détection de vitesse excessive, de température excessive et de déséquilibre.
- ✓ Il dispose de 9 niveaux d'accélération et de 10 niveaux de décélération pour répondre aux différents besoins. Il est possible de ralentir librement.
- ✓ L'anneau scellé en silicone est conforme aux normes GMP et US FDA.

**#Letsgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifuges
Centrifugeuse d'étable à basse vitesse
Modelé YR131



Spécifications techniques:

Modèle	YR131
Vitesse maximale	5000r/min
FCR max.	5030xg
Capacité maximale	4x500ml
Précision de la vitesse	± 10r/min
Réglage de l'heure	1min~99min59s
Bruit	<65 dB(A)
Alimentation	AC110V/AC220V, 50Hz-60Hz
Consommation	750w
Dimension (L×W×H)	460mm×540mm×340mm
Taille d'emballage (L×W×H)	550mm×630mm×430mm
Poids net (pas de rotor)	31kg



#Let'sgive more ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
 • 34000 Montpellier, France.
 Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
 KALSTEIN FRANCE, S.A. S





KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse d'étable à basse vitesse

Modelé YR131



Rotor pour YR131:

	<p>Capacité : 4 x500ml Vitesse maximale : 4000r/min RCF max : 3040 xg</p>	<p>Seau de 500 ml Bouteille PE de 500 ml</p>	<p>Adaptateur : 4 x18 x1.5ml、4 x19 x5ml/7ml (tube à vide sanguin)、4 x 14x 10ml (filetage interne)、4 x 9x 15ml、4 x7 x20ml、4 x100ml、4 x250ml</p>
		<p>Seau carré</p>	<p>Adaptateur : 4 x25 x1,5 ml、4 x28 x5ml (tube à vide sanguin)、4 x 20 x 10 ml (filetage interne)、4 x 10x 15 ml、4 x4 x50ml、4 x250ml</p>
		<p>4 x 14 x 5 ml/7 ml Housse d'aérosol (En option) 4 x 19 x 5 ml/7 ml Housse d'aérosol (En option) 4 x24 x7 ml Seau de microplaques pour tubes à vide sanguin 4 x2 x96</p> <p>Épaisseur ≤15.5mm x2</p>	
			



#Letsgivingore ♥
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.







All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Centrifuges
Centrifugeuse d'étable à basse vitesse
Modelé YR131



 <p>No.2</p>	<p>Capacité : 8x50 ml / 4 x100ml Vitesse maximale : 5000r / min FCR max. : 5030xg</p>	<p>4 flacons de 100 ml</p>  <p>100ml</p>	<p>Adaptateur : 4x4x1.5ml、4 x4x5ml/7ml、 4 x2 x5ml、 4 x 3 x 10ml、 4x 15ml、 4 x20ml、 4 x50ml、 4 x100ml</p>  <p>Adaptor: 1.5ml, 5ml 5ml/7ml 4x4x10ml</p> <p>Adaptor: 1.5ml, 5ml 5ml/7ml 10ml 4x6x15ml</p> <p>Adaptor: 1.5ml, 5ml 5ml/7ml 10ml 8x4x15ml</p>
		<p>4 x2 x50ml</p>  <p>4x2x50ml</p>	



#Letsgivemore ♡
 Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.










All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
 • 34000 Montpellier, France.
 Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S.




KALSTEIN® Centrifuges
Centrifugeuse d'étable à basse vitesse
Modelé YR131



 <p>No.3</p>	<p>Vitesse maximale : 4000r/min RCF maximale : 3200 xg</p>	<p>Adaptateur : 4 x12 x7ml、4 x6 x15ml、4 x9 x15ml、4 x50ml、4 x2 x50ml、4 x100ml</p> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>4x12x7ml</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>4x6x15ml</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>4x9x15ml</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>4x50ml</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>4x2x50ml</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>4x100ml</p> </div> </div>
--	--	--



#Letsgivemore 
 Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
 • 34000 Montpellier, France.
 Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S.



KALSTEIN® Centrifuges

Centrifugeuse d'étable à basse vitesse

Modelé YR131



 <p>No.3</p>	<p>Capacité : 4 x 18 x 7ml Vitesse maximale : 4000r / min FCR max : 3200xg</p>  <p>4x18x7ml</p>	 <p>No.4</p>	<p>Capacité : 2 x 2 x 96 Vitesse maximale : 4000r / min RCF max : 2200xg Seau pour microplaques</p>
 <p>No.5</p>	<p>Capacité : 12x 15ml Max Vitesse : 5000r/min FCR max. : 3500xg</p>	 <p>No.5</p>	<p>Capacité : 8 x 50 ml Vitesse maximale : 5000r/min FCR maximale : 3500xg</p>



#Letsgivemore 

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?

microscope is an instrument used for observing small objects. It is used in various fields of science and industry. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigerator is a device used for storing and maintaining equipment that requires to maintain in a controlled environment (refrigerated space), various fluids and substances.

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

