



LIGNES DE LABORATOIRE

MIXEURS (SHAKERS) ET VORTEX



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Mixeurs (Shakers) Et Vortex

Mélangeur vortex multiplaque

Modèle YR06044 // YR06047



Description du produit:

- ✓ Affichage numérique disponible ; réglage progressif de la vitesse ; interrupteur tactile/fonctionnement facile.
- ✓ Fonctionnement stable du corps ultra bas/ moteur sans balais avec puissance de chaîne.
- ✓ Avec divers accessoires, adapté au tube centrifuge, tube de sang, plaque PCR, plaque de culot cellulaire, etc.
- ✓ Vous pouvez mélanger ce que vous voulez, comme des vernis à ongles, des adhésifs pour cils, des peintures, des colles, de l'encre de tatouage, des pigments et d'autres liquides résistants.
- ✓ Il s'applique aux salons de manucure, aux instituts de beauté, aux studios d'artistes, aux magasins de tatouage, aux écoles, aux entreprises et à l'utilisation à domicile.

Modèle	YR06044	YR06045	YR06046	YR06047
Mode de fonctionnement	Touch / Run			
Mode de contrôle	Réglage de la vitesse de Komb		Réglage de la vitesse PWM	
Affichage	NON		LCD	
Moteur	Moteur sans balais			
Amplitude	Oscillation circulaire de 4,5 mm			
Capacité	50ml*4 / 15ml*9 / 5-10ml*12 / 2ml*24			
Gamme de vitesse	Touch : 0-3000 rpm		Touch : 0-3000 rpm	
	Marche : 200-3000 tr/min		Marche : 100-3000 tr/min	
Timing / Temps	1min – 8h			
Niveau de protection de la coque	IP21 ;			
Tension	AC 100-240V / DC24V			
Puissance	20W			
Température	5 – 40°C, 80%RH			



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?

microscope is an instrument used for observing small objects. It is used in various fields of science and industry. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigerator is a device used for storing food and other items. It is one of the most common pieces of equipment used in laboratories. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

