



LIGNES DE LABORATOIRE

NETTOYEUR À ULTRASONS



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Nettoyeur à Ultrasons**Machine à laver à ultrasons portable****Modelé YR05208****Description du produit:**

YR05208 en tant que nettoyeur à ultrasons à affichage numérique le plus portable, il est automatisé avec affichage et contrôle numériques. Transducteurs Q élevés industriels, l'efficacité de conversion de nettoyage est plus élevée. La machine de nettoyage à ultrasons est largement utilisée dans l'industrie du traitement par pulvérisation de surface, l'industrie des machines, l'industrie électronique, l'industrie médicale, l'industrie des semi-conducteurs, l'industrie de l'horlogerie et de la bijouterie, l'industrie optique, l'impression textile et l'industrie de la teinture.

Instructions d'utilisation:

- ✓ Chargez la solution de nettoyage dans le réservoir et connectez l'alimentation électrique (qui doit être mise à la terre de manière fiable). Le temps de fonctionnement de l'onde ultrasonore est de 600s par défaut.
- ✓ Réglage de la durée de fonctionnement des ondes ultrasonores : Augmentez la durée d'une seconde à chaque appui sur Augmentation de la durée (appuyez longuement sur le bouton pour augmenter consécutivement). Diminuez la durée d'une seconde à chaque pression sur Diminution de la durée (appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour diminuer consécutivement).
- ✓ Appuyez sur le bouton ON/OFF pour démarrer l'opération, et appuyez à nouveau pour arrêter l'opération.

**#Letsgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Nettoyeur à Ultrasons

Machine à laver à ultrasons portable

Modèle YR05208



Nom	Nettoyeur à ultrasons	Tension	<ul style="list-style-type: none"> • AC110-120V 60Hz • AC220-240V 50Hz
Modèle	YR05208	Pouvoir	70W
Taille d'emballage	242*227*265mm	Fréquence ultrasonique	40KHz
Taille de rainure interne	150*135*100mm	Réglage de l'heure	10-600S
Capacité du réservoir	2L	Poids net	2.6KG



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein.

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?

microscope is an instrument used for observing small objects. It is used in various fields of science and industry. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigerator is a device used for storing food and other items. It is one of the most common pieces of equipment used in laboratories. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

