



LIGNES DE LABORATOIRE

MICROSCOPE



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Microscope
Microscope Trinocular Inversé
Modèle YR0230



Description du produit:

Le microscope biologique inversé est équipé d'un oculaire à champ supplémentaire EW10x / 22 mm, d'objectifs achromatiques à plan de distance de travail à point oculaire élevé, peut observer des spécimens vivants transparents et inachevés dans un ustensile de bouteille de culture. C'est l'outil idéal pour l'étude des dépôts liquides de structures d'échantillons vivants, etc.



#Let'sgive more ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
 • 34000 Montpellier, France.
 Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Microscope

Microscope Trinocular Inversé

Modelé YR0230



Spécifications techniques:

Modèle	YR0230		
Système optique	Système optique Infinity		
Tête	Tête trinoculaire Seidentopf, inclinée à 30°, Interpupillaire 48 ~ 75 mm, dioptrie réglable		
Oculaire	Oculaire extra large EW10x/22mm, point oculaire haut		
Muserolle	Embout nasal à objectif quintuple		
Objectif	Objectif achromatique Infinity Plan LWD	4x/0.1, WD18mm	
		40x/0.6, WD2.6mm, verre de protection 1.2mm	
	Objectif à contraste de phase achromatique Infinity Plan	PH10x/0.25, WD10mm	
		PH20x/0.40, WD5.1mm	
Approcher	Réglage grossier et fin coaxial, course grossière de 37,7 mm par rotation, course fine de 0,2 mm par		
	Rotation		
étape de travail	Étape unique 160*250mm		
	-Plaques d'insertion en verre		
	-Étage auxiliaire 70*180mm		
Condenseur	Condenseur ELWD NAO.3, longue distance de travail 72mm, jusqu'à 150mm sans condenseur		
contraste de phase	-Télescope de centrage, tube de 30 mm de diamètre		
	-Courseur de contraste de phase, 2 trous pour objectif 10x-20x		
Filtre	Vert, Bleu, Verre Dépoli, Dia.45mm		
Éclair	Eclairage extérieur Kohler, lampe halogène 6V30W, luminosité réglable		
Adaptateur	Adaptateur d'oculaire Dia.23.2mm		
Accessoires en option pour microscope biologique de laboratoire inversé			
Objectif	Objectif achromatique Infinity Plan LWD	10x/0,25, largeur de bande 10 mm	YR0230-op1
		20x/0,4, largeur de bande 5,1 mm	YR0230-op2
contraste de phase	Objectif à contraste de phase achromatique Infinity Plan	PH40x/0.6, WD0.35mm	YR0230-op3
		Glissière de contraste de phase, 3 trous pour objectif 10x-20x-40x	YR0230-op4
étape de travail	Platine mécanique amovible, commande coaxiale XY, plage de mouvement 120*78mm		YR0230-op5
	Hauteur et position ergonomiques du bouton de scène le long de l'axe Y mobile à l'endroit où		
	C'est plus confortable, étanchéité réglable		
	Support Terasaki, taille de serrage interne 56x88mm		YR0230-op6
	Support de boîte de Petri Dia.38mm		YR0230-op7
	Porte-verre coulissant Dia.54mm		YR0230-op8
	Support de verre coulissant Dia.90mm		YR0230-op9
Adaptateur	adaptateur photo		YR0230-op10
	Monture C 1.0x		YR0230-op11
	Monture C 0,45x		YR0230-op12
Fluorescent	accessoire fluo		YR0230-op13



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?

microscope is an instrument used for observing small objects. It is used in various fields of science and industry. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigerator is a device used for storing and maintaining equipment that requires to maintain in a controlled environment (refrigerated space), various fluids and substances.

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>


Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

