



Un soutien différent à votre service



 **Kalstein**®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,

SECTEUR DES LABORATOIRE
CENTRIFUGES



All rights reserved KALSTEIN France S.A.S.
5 Rue Castiglione 75001 Paris - France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S

www.kalstein.net/fr/



Avantages et assistance

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous offrons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise.



Plateforme Kalstein+

Tout cela serait présenté dans une interface intuitive et facile à utiliser, offrant à chaque client une expérience d'achat personnalisée et satisfaisante.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions ou interrogations, afin de vous soutenir dans toutes les situations...



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don est fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer et aide les communautés vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour la bonne maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce aux manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique de livraison

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos marchandises, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein dans le monde

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays et ne cesse de croître.



Recommandation de modèle d'IA

La recommandation de modèles par l'IA est utilisée pour analyser le comportement, les préférences et les caractéristiques spécifiques des utilisateurs afin de recommander les modèles de produits les plus adaptés à chaque client.



KALSTEIN® Centrifuges**Mini-centrifugeuse**

Modèle YR144

**Description du produit :**

Lorsque la centrifugeuse de bureau est en phase de pré refroidissement, le couvercle de la centrifugeuse de bureau doit être fermé. Lorsque la centrifugeuse de bureau est terminée, le rotor doit être placé sur le banc d'essai et l'eau résiduelle dans la cavité doit être séchée. Le couvercle de la centrifugeuse de bureau est ouvert.

Performance technique :

- ✓ Technologie électrostatique brevetée, fonctionnement à très faible bruit.
- ✓ Contrôle par micro-ordinateur, moteur sans balai à courant continu, fonctionnement stable.
- ✓ La machine est durable, sûre et fiable.
- ✓ Certifié par la FDA des États-Unis.

Règles d'utilisation des centrifugeuses de bureau à basse vitesse :

- ✓ Lorsque la centrifugeuse de bureau est en phase de pré refroidissement, le couvercle de la centrifugeuse de bureau doit être fermé. Une fois la centrifugeuse terminée, le rotor doit être placé sur le banc d'essai et l'eau résiduelle dans la cavité doit être séchée. Le couvercle de la centrifugeuse est ouvert.
- ✓ Tête rotative Lors du pré refroidissement, le couvercle de la tête rotative peut être placé sur la plate-forme de la centrifugeuse ou sur le banc d'essai. Ne le vissez pas sur la tête rotative, car s'il est accidentellement activé, le couvercle de la tête rotative s'envolera et provoquera un accident !
- ✓ Une fois le capuchon vissé, assurez-vous de toucher l'espace entre le rotor et le couvercle avec vos doigts. S'il y a un espace, dévissez et resserrez jusqu'à ce que l'espace soit confirmé avant de mettre la centrifugeuse en marche.
- ✓ Pendant le processus de centrifugation, l'opérateur ne doit pas quitter la salle de centrifugation. En cas d'anomalie, l'opérateur ne peut pas couper l'alimentation (POWER), appuyer sur STOP. Remplir le registre d'utilisation de la centrifugeuse avant le pré-refroidissement.
- ✓ Ne pas utiliser de centrifugation fautive et de qualité inférieure pour fabriquer le tube, ni de tubes à centrifuger vieillissants, déformés ou fissurés.
- ✓ Il est possible de quitter la centrifugeuse après le dernier contrôle de sécurité de routine pendant les jours fériés et les soirées.
- ✓ En cas de défaillance de la machine pendant l'utilisation d'une centrifugeuse à basse vitesse, veuillez nous contacter à temps pour obtenir réparation.

#Let'sgivemore 

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Centrifuges

Mini-centrifugeuse

Modèle YR144



Spécifications techniques :

1kg	YR144
Vitesse maximale	10000r/min
FCR max.	5000×g
Capacité maximale	0,2 ml×2×8 1,5 ml/0,5 ml/0,2 ml×6
Bruit	<48 dB(A)
Alimentation	110 V/60 Hz 220 V/50 Hz
Dimension (LxIxH)	189mm×161mm×122mm
Taille d'emballage (L x l x H)	330mm×250mm×210mm
Poids net	1kg



#Letsgivemore 

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



#LETSGIVEMORE 


**AVEC
L'ACQUISITION DE
L'EQUIPEMENT
KALSTEIN**

À LAQUELLE VOUS CONTRIBUEZ :



**We present the
prototype of the
Kalstein phone**

Stay ahead of
trends with
our advanced
mobile
technology.



www.kalstein.net



PARIS - FRANCE

SIEGE

5 Rue Castiglione
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 1 70 39 26 50

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

Cel: +33 (0) 6 63 81 00 23

sales@kalstein.eu

<https://www.kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.net/>

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux !



[@kalsteinlatinoamerica](https://www.instagram.com/kalsteinlatinoamerica)



[@kalsteinlab](https://www.twitter.com/kalsteinlab)



[@kalsteinlabfr](https://www.instagram.com/kalsteinlabfr)

Vous trouverez ici nos tutoriels !



[@kalsteinenglish4897](https://www.youtube.com/channel/UCkALsteinenglish4897)

