



SECTEUR VÉTÉRINAIRE

MONITEURS VÉTÉRINAIRES



Kalstein®

Un accompagnement différent, à votre service



Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Moniteurs vétérinaires

Moniteur Défibrillateur Vétérinaire (Biphasique)

Modelé YR06111



Description du produit:

- ✓ Ajout d'un enregistreur intégré en configuration standard. Enregistrement du déclenchement de la décharge de défibrillation
- ✓ Ajout d'une batterie Li-ion en configuration standard
- ✓ Ajout d'un module SpO2 en tant que configuration optionnelle
- ✓ Invite vocale
- ✓ Forme d'onde ECG via l'électrode à palette
- ✓ Fréquence cardiaque, dérivation, alarme activée/désactivée, énergie délivrée Affichage sur un écran



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Moniteurs vétérinaires

Moniteur Défibrillateur Vétérinaire (Biphasique)

Modèle YR06111



Spécifications techniques:

Modèle		YR06111
Écran	Type d'écran	Écran haute résolution, écran couleur TFT
	Taille de l'écran	7 pouces (17,7 cm) en diagonale
	Vitesse de balayage	12.5/25/50mm/sec
	Informations	Fréquence cardiaque, plomb, alarme activée/désactivée, énergie délivrée
	Résolution	800x480
ECG	Connexion au patient	Câble ECG à 3 dérivations ou câble ECG à 5 dérivations, palettes
	Sélection des dérivations	Affichage sur le moniteur, palettes, I, II, III, AVR, AVL, AVF, V
	Taille de l'ECG	Affichage sur le moniteur de 2,5, 5, 10, 20, 30 mm/mV
	Fréquence cardiaque	20-350BPM
	Protection	Avec support 4000vAc/50Hz tension en isolation et travail contre couteau électrochirurgical et défibrillation
Défibrillateur	Forme d'onde	Biphasique
	Type de défibrillateur	Défibrillation manuelle externe synchrone/asynchrone
	Temps de charge	Moins de 10 secondes à 360 joules
	Indication d'énergie	L'écran du moniteur indique l'énergie sélectionnée et l'énergie délivrée
	Type d'avertissement de charge	Messages vocaux et visuels
	Sélection de l'énergie	Sélectionnable à 0, 3, 5, 7, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 360 joules
	Palettes standard adulte/pédiatrique	Palettes externes réutilisables pour adultes (palettes pédiatriques intégrées)
Description de la batterie	Type standard	Batterie Li-ion Li1104c 11.1Vdc 4000mAh X2
	Capacité standard	Jusqu'à 10 heures de surveillance ECG ou 60 décharges à pleine énergie
	Indicateur de batterie faible	Icône clignotante de batterie faible sur l'écran et indicateur Bat sur le panneau du moniteur Defi.
	Vitesse de recharge	80% en 3 heures. 100% en 5 heures
Enregistreur intégré	Papier	Tête d'impression thermique de 50 mm
	Méthode d'impression	Tête d'impression thermique haute résolution Enregistrement de la date, de l'heure, de la vitesse de balayage, du gain de la forme d'onde, de la fréquence cardiaque, de l'énergie (joule) et de la forme d'onde de l'ECG.
	Mode d'impression	Enregistrement d'une alarme de dépassement des limites de la FC
		Enregistrement automatique programmé
		Enregistrement en temps réel
Enregistrement du déclenchement de la décharge de défibrillation		
Alimentation	Double utilisation AC-DC	Utiliser les batteries, AC 100V~240V, 50/60Hz
	Tension du véhicule (en option)	DC 12V



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?

microscope is an instrument used for observing small objects. It is used in various fields of science and industry. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigerator is a device used for storing food and other items. It is one of the most common pieces of equipment used in laboratories. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

