



LIGNES DE LABORATOIRE

PIPETTES



Kalstein®

Un accompagnement différent, à votre service



Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S



Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Pipette

Pipettes de Manipulation de Liquides

Modèle YR03735 // YR03735-8



Description du produit:

La série de pipettes YR est une nouvelle mécanique. Pipette à déplacement d'air qui vous offre un verrouillage du volume et qui est l'un des plus beaux extérieurs des pipettes. Profitez d'un nouvel ajout à la gamme de pipettes avec son exactitude, sa précision et sa robustesse légendaires... avec le plus grand confort

Caractéristiques du produit:

- ✓ 3 chiffres
- ✓ Forme loupe
- ✓ Résistance chimique
- ✓ Stérilisation à 121°
- ✓ Force de fonctionnement très faible
- ✓ La couleur indique le volume de la pipette
- ✓ Positionné pour une ergonomie parfaite
- ✓ Seulement quelques tours pour atteindre le volume souhaité

Modèle	Plage de volume	Précision	Répétabilité
YR03735	0,1 – 2 µl	±12,0 – 1,5 %	≤6.00 – 0.70%
YR03735-1	0.5 – 10 µl	±2,5 – 1,0 %	≤1.50 – 0.40%
YR03735-2	2 – 20 µl	±2,5 – 1,0 %	≤1.50 – 0.30%
YR03735-3	5 – 50 µl	±2,0 – 1,0 %	≤1.50 – 0.25%
YR03735-4	10 – 100 µl	± 1,8 – 0,8 %	≤0.50 – 0.15%
YR03735-5	20 – 200 µl	±1,8 – 0,6 %	≤0.50 – 0.15%
YR03735-6	100 – 1 000 µl	±1,5 – 0-6%	≤0.30 – 0.15%
YR03735-7	500 – 5 000 µl	±1,2 – 0,6 %	≤0.30 – 0.15%
YR03735-8	1 – 10 ml	±2,5 – 0,6 %	≤0.30 – 0.15%



#Let'sgive more ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
https://kalstein.eu
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?

microscope is an instrument used for observing objects that are too small to be seen by the naked eye. This is a common piece of laboratory equipment used for scientific research.

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigerator is a device used for storing laboratory equipment that needs to be maintained in a controlled environment (refrigerated space), without fluids and substances.

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

