



SECTEUR DES RÉACTIFS ET CONSOMMABLES

RÉACTIF



Kalstein®

Un accompagnement différent, à votre service



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Secteur Des Réactifs Et Consommables

Réactif d'Hématologie

Modelé YRA15 // YRA17



Description du produit:

Les réactifs hématologiques sont indispensables dans l'utilisation des analyseurs hématologiques. Les réactifs hématologiques comprennent des agents hémolytiques, des diluants, des solutions de nettoyage et des solutions de nettoyage concentrées. Parmi eux, un agent hémolytique est utilisé pour détruire les globules rouges, assurer la numération des globules blancs, effectuer la classification des globules blancs et la détection des GB ; un diluant est utilisé pour maintenir le volume et la forme des cellules et former un environnement conducteur ; une solution de nettoyage et une solution de nettoyage concentrée sont utilisées pour l'entretien des tuyaux, des aiguilles et des piscines de comptage et l'entretien.

Kalstein offre une gamme complète de réactifs hématologiques tels que le diluant, les réactifs de lyse et les nettoyants pour la majorité des analyseurs hématologiques sur le marché, y compris les modèles différentiels à 3 parties et à 5 parties.



#Let'sgivemore ❤️

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Secteur Des Réactifs Et Consommables

Réactif d'Hématologie

Modelé YRA15 // YRA17



Spécifications techniques

Article modèle	YRA15	YRA16	YRA17
Démarrage (ml)	18	15	4
Arrêt (ml)	18	0	
Par essai (ml)	35	10	0,6
Échantillon Quotidien	60		
Quantité totale de test par an	21900		
Jours	365		
Consommation de démarrage et d'arrêt par an	13140	5475	1460
Consommation du test	766500	219000	13140
Conditionnement de réactif nécessaire par an	39	44,9	29,2
Informations supplémentaires	Diluant 20L	Nettoyeur 5L	Lyse 500mL
Remarque: Le nettoyeur de sonde est utilisé comme réactif de maintenance. La consommation totale doit être estimée			



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

1
Read this ARTICLE NOW



How does the climate affect your microscope?

microscope is an instrument used for observing small objects. It is used in various fields of science and industry. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

2
Read this ARTICLE NOW



What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigerator is a device used for storing food and other items. It is one of the most common pieces of equipment used in laboratories. This is a common question asked for...

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Allianc...

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

