




SECTEUR VÉTÉRINAIRE

ÉQUIPES CHIRURGICALES VÉTÉRINAIRES



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Équipes Chirurgicales Vétérinaires

Scie TPLO Vétérinaire

Model YR06128



Description du produit:

La chirurgie TPLO (Ostéotomie de nivellement du plateau tibial) est pratiquée chez les chiens pour stabiliser l'articulation du genou à la suite d'une rupture du ligament croisé crânien.

Caractéristiques:

- ✓ Coque en acier inoxydable à haute résistance pour assurer la sécurité peropératoire des chiens.
- ✓ L'épaisseur de la lame et une variété de prothèses de genou courantes correspondent au gabarit, la formation d'une ostéotomie est parfaitement adaptée à la prothèse, ce qui permet des procédures chirurgicales plus précises et plus rapides.
- ✓ La dent de scie spécialement conçue assure une pression de contact très faible pour réaliser une ostéotomie précise et nette, ce qui réduit considérablement l'échauffement généré lors de la coupe, qui peut entraîner un risque d'ostéonécrose.

Modèle	YR06128
Fréquence	0-16000Hz
Angle de pivotement	11.5°
Température de 5 minutes	≤25°C
Bruit	≤75dB
Température de stérilisation	≤135°C
Tension de fonctionnement	12V
Type de batterie	Batterie NI-MH
Tension de la batterie	9,6V~14,4V
Temps de charge	2 heures
Temps de décharge/1A	≥30min
Tension d'entrée du chargeur	AC 100-240V, 50/60Hz
Puissance de sortie du chargeur	7,2V-16,8V



#Letsgivemore 

Thanks to your purchase, a donation will be made to a non-profit foundation that fights against breast cancer and helps most vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
2 Rue Jean Lantier • 75001 Paris •
+33 1 78 95 87 89 / +33 6 80 76 07 10 •
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S. A. S





Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>




**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed

The 3 articles of the week!

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW

How does the climate affect your microscope?

microscope is an instrument used for observing small objects. It is one of the most important pieces of equipment in a laboratory. This is because it allows you to see things that are too small to be seen with the naked eye. This is why it is so important to keep your microscope in good condition. This is why it is so important to keep your microscope in good condition.

Kalstein Blog

Article of the week:
How does the climate affect your microscope?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW

What is the importance of the laboratory refrigerator?

Refrigerator is a device used for storing food. It is one of the most important pieces of equipment in a laboratory. This is because it allows you to store samples at a low temperature. This is why it is so important to keep your refrigerator in good condition. This is why it is so important to keep your refrigerator in good condition.

Kalstein Blog

Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?

Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

