



LIGNES DE LABORATOIRE

AUTOCLAVES



Kalstein

Un accompagnement différent, à votre service



NOS SERVICES

Avantages et soutien

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous fournissons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise..



Inductions et formations en ligne

Où que vous soyez dans le monde, recevez votre initiation ou votre formation de la part de notre équipe d'ingénieurs dévoués.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions, afin de vous aider dans toutes les situations.



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don sera fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer du sein et aide les communautés les plus vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour une maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce à nos manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique d'expédition

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos produits, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein Worldwide

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays.



KALSTEIN® Autoclave

Stérilisateur à L'oxyde D'éthylène Entièrement Automatique

Modelé YR05754 // YR05758



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Autoclave

Stérilisateur à L'oxyde D'éthylène Entièrement Automatique

Modelé YR05754 // YR05758



Description du produit:

- ✓ La ventilation automatique à vide pulsé assure l'évacuation complète des gaz d'OEUn seul bouton permet de contrôler le processus du début à la fin et de le terminer automatiquement avec un enregistrement d'impression.
- ✓ La porte ne peut pas être ouverte pendant le déroulement du programme.
- ✓ Il indique la température, l'humidité, la pression, le temps de stérilisation, le temps de manipulation du gaz résiduel et la fréquence.
- ✓ La chambre de stérilisation adopte une protection de contrôle de la température à trois couches en acier inoxydable 304.
- ✓ Double porte de protection, porte coulissante verticale automatique, porte à verrouillage de sécurité.
- ✓ Imprime les informations de stérilisation de l'ensemble du processus, pour préparer la vérification.
- ✓ Le capteur d'humidité interne vérifie automatiquement l'humidité de la chambre, ce qui permet de maintenir l'humidité de la chambre à un niveau stable.
- ✓ Capteur de pression interne pour vérifier automatiquement la pression de la chambre, afin de s'assurer que la pression de la chambre est précise et efficace.
- ✓ Un capteur de température interne vérifie automatiquement la température de la chambre et s'assure que la température de la chambre se situe dans une plage précise de 50°C ± 5°C.
- ✓ Adaptation de la pompe à vide sans huile, simple et pratique, la vitesse du vide est rapide et la durée de vie est longue.
- ✓ La pression de la chambre est toujours négative pendant tout le cycle, ce qui garantit l'absence de fuite de gaz d'OE vers l'extérieur pendant le travail.



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tit: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Autoclave

Stérilisateur à L'oxyde D'éthylène Entièrement Automatique

Modelé YR05754 // YR05758



Spécifications techniques:

Modèle	YR05754	YR05755	YR05756	YR05757	YR05758
Type de porte	Porte coulissante verticale				
Méthode de chauffage	Chauffage électrique uniforme				
Température de stérilisation	50 °C ± 5 °C				
Pression de travail	-60 kpa				
Humidité de stérilisation	45-75%				
Agent de stérilisation	EO gas				
Matériau de la chambre	Acier inoxydable / Aluminium				
Matériau de la coque	Vernis au four pour plaques d'acier				



#Let'sgive more ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tit: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein.

Un accompagnement différent, à votre service

#LETSGIVEMORE 

**AVEC
L'ACQUISITION
D'UN
ÉQUIPEMENT
KALSTEIN**

VOUS APPORTEZ UNE
CONTRIBUTION :



**Fundación
Jacinto Convit**

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



**MANIAPURE
FOUNDATION USA**

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Articles Kalstein

(Réseaux sociaux et sites web officiels)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument that uses a series of lenses to magnify images of small objects. This is a common piece of laboratory equipment used for research and education.
Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigerator is a device that is one of the most important pieces of laboratory equipment. It is used to maintain samples in a controlled environment (refrigerated space), without fluids and substances.
Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vidéos de formation Kalstein

(Chaîne Youtube et sites web officiels)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago



PARIS - FRANCE
HEADQUARTER

2 Rue Jean Lantier
75001 Paris - France

Tlf: +33 (0) 01 78 95 87 89

Cel: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

