




Un soutien différent à votre service



Kalstein®

Tous droits réservés © KALSTEIN France S. A. S.,

RÉACTIFS ET CONSOMMABLES

**RÉACTIF DE
CHIMILUMINESCENCE**



All rights reserved KALSTEIN France S.A.S.
5 Rue Castiglione 75001 Paris - France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S

www.kalstein.net/fr/



Avantages et assistance

Chez Kalstein France, nous avons à cœur de satisfaire pleinement nos clients, c'est pourquoi nous offrons des services à valeur ajoutée du plus haut niveau basés sur notre expertise.



Plateforme Kalstein+

Tout cela serait présenté dans une interface intuitive et facile à utiliser, offrant à chaque client une expérience d'achat personnalisée et satisfaisante.



Réponse rapide

Notre équipe est toujours disponible pour répondre à toutes vos questions ou interrogations, afin de vous soutenir dans toutes les situations...



#Letsgivemore ♥

Grâce à votre achat, un don est fait à une fondation à but non lucratif qui lutte contre le cancer et aide les communautés vulnérables.



Support technique

Bénéficiez de conseils personnalisés pour la bonne maintenance préventive et corrective de vos équipements, grâce aux manuels et articles Kalstein, aux catalogues spéciaux et aux tutoriels vidéo.



Logistique de livraison

Nous prenons en charge toute la logistique nécessaire à l'expédition de vos marchandises, que ce soit par voie maritime, terrestre ou aérienne.



Kalstein dans le monde

Avec plus de 25 ans de croissance avec nos clients, le contenu moderne et multiformat de Kalstein est aujourd'hui présent dans plus de 10 pays et ne cesse de croître.



Recommandation de modèle d'IA

La recommandation de modèles par l'IA est utilisée pour analyser le comportement, les préférences et les caractéristiques spécifiques des utilisateurs afin de recommander les modèles de produits les plus adaptés à chaque client.



KALSTEIN® Réactifs Et Consommables

Torche D'essai

Modèle YRA353 // YRA362



Description du produit :

- ✓ Les kits de calibrage par chimiluminescence pour les maladies infectieuses sont conçus pour être utilisés avec les analyseurs IVD CLIA et comprennent des tests pour Toxo IgG, Toxo IgM, Rubella IgG, Rubella IgM, Rubella IgM, CMV IgM, HSV-1 IgM, HSV-1 IgM, HSV-2 IgM, HSV-2 IgG. Ces kits s'appuient sur une technologie de couplage avancée pour une stabilité et une sensibilité élevées, et présentent un complexe anticorps-ALP hautement purifié. Des matériaux de base brevetés, tels que des billes magnétiques et une solution de substrat unique, améliorent leurs performances.
- ✓ Les kits utilisent un système de séparation magnétique et sont conçus pour une utilisation facile, des résultats rapides et une automatisation sans faille, ce qui les rend sûrs et fiables pour les diagnostics cliniques. Compatible avec les modèles d'analyseurs d'immunoessais par chimiluminescence YR06389 et YR06390.



#Letsgivemore 

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Réactifs Et Consommables

Torche D'essai

Modèle YRA353 // YRA362



Spécifications techniques :

Modèle	YRA353	YRA354	YRA355	YRA356	YRA357	YRA358	YRA359	YRA360	YRA361	YRA362
Paramètre testé	Toxo IgG	Toxo IgM	IgG contre la rubéole	IgM contre la rubéole	IgM contre la rubéole	IgM CMV	IgM HSV-1	IgM HSV-1	IgM HSV-2	IgG HSV-2
Spécifications	100 Test/Boîte pour la série CIA									
Composant	Perles magnétiques									
	Calibrateur Faible									
	Calibrateur Haut									
	Toxo IgG Anti									
	Contrôle 1									
	Contrôle 2									
Accessoires nécessaires mais non fournis	Substrat									
	Solution de lavage									
Matériau de l'échantillon	Sérum									
Volume de l'échantillon	Plus de 200µL									
Stockage	2-8°C									



#Letsgivingmore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





POUR TOUS LES CLIENTS KALSTEIN

REJOIGNEZ KALSTEIN+ NOUVELLE PLATEFORME !

DES SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES !



Intelligence artificielle

Outil de pointe (intégré dans toutes les pages web) nécessaire à la préparation rapide d'appels d'offres ou de demandes ordinaires.



Dispositif technologique

Un appareil de pointe conçu pour connecter de manière transparente votre équipement de laboratoire à notre application mobile sur les téléphones Kalstein...



Plateforme K+

Le client distributeur peut créer son entreprise et établir ses devis automatiquement avec les frais d'expédition vers la destination finale, toujours avec l'identité de son entreprise..

BUSINESS SOLUTIONS!

✓ Service de marketing

Création de contenu pour le blog et de guides informatifs pour le positionnement SEO

✓ Dropshipping

Pour la réception et la préparation de la commande au nom de votre entreprise et son envoi au client final connecté au système de suivi Kalstein avec personnalisation du produit.

✓ Réductions spéciales

Jusqu'à 41% plus 4% sur les frais de port

INTRODUCTION DE LA NOUVELLE ÈRE DES ÉQUIPEMENTS INTELLIGENTS KALSTEIN

Nous avons le plaisir d'annoncer le développement d'un complément révolutionnaire à notre gamme de produits : un dispositif de pointe conçu pour connecter de manière transparente votre équipement de laboratoire à notre application mobile sur les téléphones Kalstein.

CONTACT US

| (+33) 01 70 39 26 50 / (+33) 7 60 83 92 83

| Mail: sales.department@kalstein.eu

| www.kalstein.net

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.

**CONNECTEZ-VOUS
AVEC NOUS
SUR KALSTEIN+**

AVEZ-VOUS BESOIN D'AIDE ?



COMMENT DEMANDER UN APPEL VIDÉO ?

Chez Kalstein+, nous nous engageons à vous fournir le meilleur service possible, en nous adaptant à vos besoins de manière personnalisée et efficace. C'est pourquoi nous vous invitons cordialement à nous rejoindre lors d'un appel vidéo.



+(33) 7 77 66 24 64



COMMENT TÉLÉCHARGER LE DOSSIER DE CANDIDATURE ?

Téléchargez l'application Kalstein+ dès maintenant et emportez l'expérience Kalstein avec vous où que vous alliez !
Ne manquez pas l'occasion de rester au courant des dernières nouvelles et des offres spéciales.



Télécharger sur le
Play Store



Télécharger sur le
APP Store

CONTACT US

+(33) 01 70 39 26 50 / +(33) 7 60 83 92 83

Mail: sales.department@kalstein.eu

www.kalstein.net

5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.