



LÍNEAS DE LABORATORIO

REFRIGERADORES Y CONGELADORES



Kalstein®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Letsgivemore

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores
Congelador Profundo de Acero Pulverizado de 368L
Modelo YR05320



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores

Congelador Profundo de Acero Pulverizado de 368L

Modelo YR05320



Descripción del Producto:

Dos sistemas de enfriamiento diferentes de acero rociado para almacenar plasma y congelador de pie de farmacia 368L. Estos productos diseñados para el refrigerador superior y el congelador inferior, dos temperaturas de enfriamiento diferentes para almacenar vacunas, plasma sanguíneo y muchos otros materiales biológicos, son ampliamente utilizados en instituciones de investigación y sitios clínicos en ciencias de la vida, pruebas electrónicas y mercados médicos.



#Letsgivemore 

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores

Congelador Profundo de Acero Pulverizado de 368L

Modelo YR05320



Especificaciones Técnicas:

Parámetro	Modelo	YR05320
Especificaciones	Estante/cajón	Estantes/Cajón
	método de enfriamiento	Refrigeración directa
	Descongelar	Manual
	Refrigerante	R600a y R290
	Consumo de energía (kWh/24h)	4.15
	Ruido (db)	50
	Temperatura ambiente (°C)	10~32 °C
	Rango de temperatura (°C)	F:-20 °C~-40 °C R:2 °C~8 °C
Sistema de refrigeración	Marca del compresor/CANT.	CUBIGEL/1;HUAYI/1
	Condensador	tubo de alambre
	Sensor	NTC
	Controlador de temperatura	Microprocesador
	Mostrar	Pantalla digital
Energía	Voltaje/frecuencia (V/Hz)	220/50Hz
	Potencia (W)	300W
	Corriente (A)	2.45A
Material	Material interior	Acero rociado de color
	Material exterior	Acero rociado de color
	Aislamiento	PURF
Tamaño	Capacidad (L/cu.ft)	368/12.99
	NT./GT. (kg)	137/166
	Tamaño exterior (An. x Pr. x Al.) (mm)	720*830*1870
	Tamaño interior (An. x Pr. x Al.) (mm)	F: 580 × 626 × 625 ; R: 466 × 636 × 625
	Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) (mm)	775*920*1990
	CBM	1.43
	20GP/40GP/40HQ	14/39/39
	Alarma	Temperatura alta/baja
Fallo de alimentación		Y
error del sensor		Y
Comprobación de filtro		/
Fallo del controlador de temperatura		Y
Batería baja		/
Condensador limpio		Y
Alta temperatura ambiente		Y
Puerta entreabierta		Y
Sistema de respaldo de falla de energía (alarma)	8h	
Accesorios	Pie	Y
	Castor	Y
	puerta interior	/
	Orificio de prueba CANTIDAD/diámetro	2/25MM
	Puerto USB	Y
	Puerto de alarma remota	Opcional
Otro	Certificación	ISO9001,ISO13485,ISO14001,CE



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
https://kalstein.eu
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



Fundación
Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération
biomédicale

<https://www.humatem.org/>



MANIAPURE
FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a system of mirrors that collect and focus light from the object being observed.
Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled temperature. Refrigerated space, without fluids and substances.
Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE
SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue Baden Powell, 34000 Montpellier - France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

