



# LÍNEAS DE LABORATORIO

## AUTOCLAVES



**Kalstein**®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

## Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



### Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



### Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



### #Letsgivemore

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



### Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



### Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



### Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



**KALSTEIN® Autoclaves**  
**Autoclave de Mesa Clase B**  
**Modelo YR03385B // YR03385C**



**#Letsgivemore** ❤️  
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tél: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
**KALSTEIN FRANCE, S.A. S**



## KALSTEIN® Autoclaves Autoclave de Mesa Clase B Modelo YR03385B // YR03385C



### Descripción del Producto:

Autoclaves de mesa de 8 Litros, 12 Litros, 18 Litros y 23 Litros con pre-vacío de clase B, cumple el estándar europeo EN13060. Estos autoclaves requieren el mínimo espacio, siendo una solución ideal para pequeños negocios como tattoo, consultas podológicas, salones de belleza, veterinaria y laboratorios.

### Monitoreo y Seguridad

- El ciclo no se iniciará a menos que la puerta esté bien cerrada.
- Sistema automatizado con doble dispositivo de bloqueo de seguridad, evita que la puerta se abra mientras la cámara está presurizada (opcional).
- Las válvulas de seguridad evitan la sobrepresión del generador y la cámara.
- Un termostato de seguridad evita el sobrecalentamiento en la cámara y el generador.
- Un cierre automático de seguridad impide la apertura accidental de la puerta durante el proceso de esterilización.
- Un protector de electricidad corta automáticamente la energía si en algún lugar tiene un corto circuito o el proveedor de energía no es muy estable.
- Alarma de fallo, indica un fallo de ciclo y detalla el código de error.
- Alarma de la puerta, indica que la puerta no está asegurada.
- Alarma de agua baja, indica cuando el tanque de agua está vacío o demasiado lleno.

### Excelente Rendimiento:

- ✓ Autoclaves de mesa completamente automáticos con ciclos de esterilización Pre-programados.
- ✓ Cámara y puerta en acero inoxidable, con acabado de electro-pulido.
- ✓ Sistema de control de alta precisión para resultados de esterilización perfectos.
- ✓ Generador de vapor independiente, proporciona vapor suficiente para ciclos más rápidos.
- ✓ Interfaz amigable para el usuario, puede ser accionada fácilmente por el mismo.
- ✓ Pantalla LCD, muestra continuamente información sobre el proceso de los ciclos.
- ✓ Tanque de agua tipo abierto, ésta característica hace más fácil el llenado de agua y la limpieza del tanque.

### Documentación

- ✓ Impresora Interna: imprime la información detallada del ciclo del programa. (opcional).
- ✓ Puerto USB y memoria USB: toda la información del ciclo del programa se describen automáticamente en la memoria USB y se pueden leer directamente en cualquier PC. (opcional)
- ✓ Memoria interna: se almacena automáticamente la información de los últimos 20 ciclos en el sistema de la autoclave, los cuales se pueden imprimir en cualquier momento.



#Letsgivingore 

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tlf: +33 467158849 / +33 690760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



**KALSTEIN® Autoclaves**  
**Autoclave de Mesa Clase B**  
**Modelo YR03385B // YR03385C**



**Descripción del Técnica:**

<b>Modelo</b>	YR03385C	YR03385B
<b>Dimensión de la Cámara</b>	Φ319 x 417mm	Φ319 x 617mm
<b>Volumen de la Cámara</b>	29 Lts	45 Lts
<b>Número de Bandejas</b>	3	
<b>Material de las Bandejas</b>	Acero Inoxidable	
<b>Tamaño de las Bandejas</b>	240 x 340mm	240 x 540mm
<b>Frecuencia de Voltaje</b>	220/110V, 50/60 Hz	
<b>Potencia</b>	2 300w	3 800w
<b>Dimensiones Globales</b>	640 x 640 x 560mm	840 x 640 x 560mm
<b>(Ancho x Alto x Profundo)</b>		
<b>Peso</b>	95 Kg	115 Kg



**#Letsgivingmore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
 • 34000 Montpellier, France.  
 Tel: +33 467158849 / +33 690760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
**KALSTEIN FRANCE, S.A. S**





A different accompaniment, at your service

## CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

#LETSGIVEMORE



### Fundación Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



### Humatem

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>




### MANIAPURE FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

**Gracias!**

**Artículos Kalstein**

(Redes sociales y sitios web oficiales)



**Kalstein Blog**  
Not just be informed, be fully informed  
**The 3 articles of the week!**  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**1**  
Read this ARTICLE NOW  
**How does the climate affect your microscope?**  
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a single lens.

**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
How does the climate affect your microscope?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**2**  
Read this ARTICLE NOW  
**What is the importance of the laboratory refrigerator?**  
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled environment (refrigerated space), without fluids and substances.

**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
What is the importance of the laboratory refrigerator?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE  
**SEDE**

Optimum Business Center, 450 Rue  
Baden Powell, 34000 Montpellier -  
France.

**Fax:** +33 (0) 4 67 15 88 49

**Tlf:** +33 (0) 6 80 76 07 10

[sales@kalstein.eu](mailto:sales@kalstein.eu)

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

**Sitios web oficiales de América Latina.**

**Vídeos de formación Kalstein**

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto  
Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

