



LÍNEAS DE LABORATORIO

AUTOCLAVES



Kalstein®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Let's Give More

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Autoclaves
Autoclave de Sobremesa Clase N
Modelo YR03391 // YR03394



#Letsgivemore ❤️
Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Autoclaves

Autoclave de Sobremesa Clase N

Modelo YR03391 // YR03394



Excelente Actuación:

- ✓ Autoclave de sobremesa totalmente automático con programas preestablecidos.
- ✓ Trabajado sin vacío
- ✓ El generador de vapor rápido independiente incorporado garantiza ciclos de esterilización rápidos.
- ✓ Rápido secado al vacío posterior a la esterilización.
- ✓ Con un tanque de agua flash y un tanque de agua usado.
- ✓ Pantalla LCD que muestra la hora, la temperatura y la presión, alerta de proceso e instrumento
- ✓ Interfaz amigable.
- ✓ Auto inicialización cuando se trabaja en diferentes altitudes.
- ✓ Menú multilinguaje: chino, inglés, español, alemán, lituano, polaco, francés, checo, húngaro, rumano, holandés, letón, italiano, portugués, ruso, Carnation.

Descripción del Producto:

Son autoclaves automáticos “Clase N”. Se incorporó un generador de vapor independiente, accionado por extracción dinámica de aire pulsado para lograr una temperatura uniforme y una distribución completa del vapor.

Seguridad y Monitoreo:

- ✓ El doble sistema de protección de seguridad impide que el ciclo se inicie si la puerta no está correctamente bloqueada. Este sistema también evita que la puerta se abra si la presión dentro de la cámara no es igual a la presión atmosférica fuera de la cámara.
- ✓ La válvula de seguridad de presión evita la sobrepresión en la cámara y el generador de vapor.
- ✓ La energía se corta automáticamente si ocurre un cortocircuito o una falla eléctrica.
- ✓ Capaz de detectar e identificar la causa exacta de cualquier problema y emitir un código de error específico para el operador.
- ✓ Interruptor principal de nivel de agua en el tanque principal que controla el nivel de agua mínimo y máximo.
- ✓ Aviso automático para mantenimiento.



#Letsgivingore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tlf: +33 467158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Autoclaves
Autoclave de Sobremesa Clase N
Modelo YR03391 // YR03394



Especificaciones Técnicas:

Código de orden	YR03391	YR03392	YR03393	YR03394
Dimensión de la cámara	Ø170x320mm	Ø200x360mm	Ø247x350mm	Ø247x450mm
Volumen de la cámara	8L	12L	18 litros	23L
Número de bandejas	2/ máx. 3	2/ máx. 3	3/ máx. 4	3/ máx. 4
Tamaño de las bandejas	130x265mm	156x295mm	192x285mm	192x380mm
Voltaje, frecuencia.	220/110 V, 50/60 Hz	220/110 V, 50/60 Hz	220/110v, 50/60Hz	220/110v, 50/60Hz
ENERGÍA	1900w	1900w	1900w	2100w
Dimensión total (An. x Al. x Pr.)	420x370x525mm	420x370x595mm	490x455x600mm	490x455x690mm
Peso	35 kg	38 kg	45 kg	50 kg
Programa	Temperatura. [°C]	Presión [Mpa]	Tiempo de esterilización [min.]	
SÓLIDO	134	210	4	
	121	110	20	
LÍQUIDO	134	210	10	
	121	110	30	
ENVUELTO	134	210	10	
	121	110	30	
TEXTIL	134	210	10	
	121	110	30	
PRION	134	210	18	
EL SECADO	-	-	-	



#Let'sgivemore ❤️

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
 • 34000 Montpellier, France.
 Tlf: +33 467158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

#LETSGIVEMORE 



Fundación Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreepanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>



MANIAPURE FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a single lens.

Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled temperature. Refrigerated space, without fluids and substances.

Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE
SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue Baden Powell, 34000 Montpellier - France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

