



LÍNEAS DE LABORATORIO

REFRIGERADORES Y CONGELADORES



Kalstein®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Letsgivemore

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores
Congelador Vertical de Acero Inoxidable con Cajones
Modelo YR05311



#Let'sgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores

Congelador Vertical de Acero Inoxidable con Cajones

Modelo YR05311



Descripción del Producto:

Congelador de laboratorio -10 °C ~ -25 °C con dos cámaras independientes y 12 cajones para uso en laboratorios y hospitales

Fiabilidad:

- ✓ Dos sistemas de control de temperatura con construcción de doble puerta.
- ✓ Almacenamiento flexible y fácil gracias a las bandejas de estantes ajustables en altura
- ✓ Mantiene la calidad de las muestras durante la conservación.
- ✓ 2 cámaras completamente independientes con sus propias pantallas de temperatura

Características Clave:

- ✓ Los congeladores de dos puertas están equipados con varias especificaciones que permiten flexibilidad y mantienen la calidad de las muestras durante la conservación, como bandejas de estantes ajustables en altura.
- ✓ Las puertas superiores e inferiores separadas suprimen las fugas de aire frío y 2 cámaras completamente independientes, cada una tiene su propio control de temperatura.

Diseño de Seguridad:

- ✓ Para conservar/gestionar de forma segura las valiosas muestras, además de una cerradura de puerta estándar, un orificio en el pestillo permite colocar un candado.
- ✓ Funciones de seguridad que ayudan a proteger muestras valiosas con una capacidad de control de temperatura que inhibe el cambio de temperatura dentro de la cámara y una función de alarma/seguridad que previene errores, la unidad mantiene la calidad de las muestras conservadas. Registrador de temperatura (opcional)
- ✓ Pantalla/panel de control montado en la parte delantera ubicado a una altura conveniente para facilitar el acceso
- ✓ Puerta aislada con junta para protección y uniformidad de la muestra

Garantía:

1 año de repuestos gratis y soporte técnico remoto.

Especial:

- ✓ Las cámaras superior e inferior están equipadas con 2 circuitos de refrigeración independientes
- ✓ Las puertas superiores e inferiores separadas suprimen las fugas de aire frío para facilitar la apertura..



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores

Congelador Vertical de Acero Inoxidable con Cajones

Modelo YR05311



Especificaciones Técnicas:

Modelo	YR05311
Rendimiento	
método de enfriamiento	Refrigeración directa
Descongelar	Manual
Refrigerante	R290
Rango de temperatura	-10~-25°C
Temperatura ambiente	10~32°C
Datos eléctricos	
Frecuencia de voltaje (V/Hz)	220/50Hz
Potencia (W)	300W
Corriente (A)	3:00 a.m.
alarmas	
Temperatura alta/baja	Y
Fallo de alimentación	Y
error del sensor	Y
Fallo del controlador de temperatura	Y
Sistema de refrigeración	
Marca del compresor/CANT.	CUBIGEL/2
Condensador	Tubo de cobre
Controlador de temperatura	Microprocesador
Sensor	NTC
Mostrar	Pantalla digital
Dimensiones	
Capacidad (L/pies cúbicos)	358/12.64
Tamaño exterior (An. x Pr. x Al.) (mm)	720*830*1870
Tamaño interior (An. x Pr. x Al.) (mm)	(466*636*625)×2
Otro	
puerta interior	6 cajones × 2
Orificio de prueba CANTIDAD/diámetro	2/25MM
Puerto de alarma remota	Y
Castor	Y



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein[®]

A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



Fundación Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>



MANIAPURE FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a single lens system of varying magnification power.
Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled environment (refrigerated space), without fluids and substances.
Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE
SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue Baden Powell, 34000 Montpellier - France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

