



LÍNEAS DE LABORATORIO

INCUBADORAS



Kalstein®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Letsgivemore

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Incubadoras
Incubadora de CO₂
Modelo YR02048 // YR02049



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Incubadoras
Incubadora de CO₂
Modelo YR02048 // YR02049



Descripción del Producto:

- ✓ Utiliza para cultivos de células, tejidos y bacterias; es el equipo clave para realizar inmunología, oncología, genética y bioingeniería esenciales. Ampliamente utilizado en microorganismos, ciencia agrícola, investigación y producción de medicamentos.
- ✓ Control de inteligencia de microordenador, temperatura constante con sincronización, función de sobre temperatura; tipo de distribución de gas, tiempo de recuperación de CO₂ ≤ concentración × 1,2 min. Lámpara de esterilización UV incorporada, puerta de vidrio templado, adopta un sistema de control de calefacción de la puerta que puede evitar eficazmente las heladas en la puerta de vidrio.

Característica:

- ✓ Tecnología de control PID inteligente por microordenador, para mantener una temperatura precisa y constante y con sincronización, también con función de alarma de temperatura ultra alta.
- ✓ Equipado internamente con una lámpara germicida UV, que puede matar eficazmente bacterias, hongos, mico plasmas y otros microorganismos
- ✓ La circulación de aire única, viento suave, para garantizar la uniformidad de temperatura
- ✓ Tipo de distribución de gas, tiempo de recuperación de CO₂ ≤ concentración x 1.2Min
- ✓ Adoptar puerta Sistema de control de calefacción, que puede evitar eficazmente las heladas en las puertas de vidrio.
- ✓ El diseño de las puertas dobles, ventana de visualización de vidrio templado incorporada, observación clara del casillero, estante hacia arriba y hacia abajo ajustable.

Alcance:

Es un instrumento avanzado que se aplica a células, tejidos y cultivos bacterianos. Es el equipo clave para realizar inmunología, oncología, genética y bioingeniería esenciales. Ampliamente utilizado en microorganismos, ciencia agrícola, investigación y producción de medicamentos



#Letsgivemore 
 Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
 • 34000 Montpellier, France.
 Tel: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Incubadoras
Incubadora de CO₂
Modelo YR02048 // YR02049



Especificaciones Técnicas:

Modelo	YR02048	YR02049
Rango de temperatura (°C)	RT + 5 ~ 60	RT + 5 ~ 60
Precisión (°C)	± 0,1	± 0,1
Fluctuación (%)	± 0,5	± 0,5
Rango de control de CO₂	0 ~ 20%	0 ~ 20%
Voltage (V)	220	220
Potencia (kilovatios)	0,35	0,35
Tamaño interior (mm) (H • W • D)	500 × 400 × 400 / 80L	650 × 550 × 500 / 160L
Dimensión total (mm) (H • W • D)	835 × 550 × 550	985 × 700 × 650
Tamaño del embalaje (mm) (H • W • D)	955 × 630 × 630	1105 × 780 × 730
Peso neto (kg)	36	57
Peso de envío (KG)	40	62



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
 • 34000 Montpellier, France.
 Tel: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein[®]

A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



Fundación Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>



MANIAPURE FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a system of mirrors that collect light from the object and focus it through a series of lenses to form a magnified image.
Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled temperature. Refrigerated space, without fluids and substances.
Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE
SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue Baden Powell, 34000 Montpellier - France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

