



LÍNEAS DE LABORATORIO

INCUBADORAS



Kalstein®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Letsgivemore

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Incubadoras
Incubadora de Temperatura Constante 50 L -160 L
Modelo YR02049-1



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Incubadoras
Incubadora de Temperatura Constante 50 L -160 L
Modelo YR02049-1



Descripción del Producto:

- ✓ Pantalla LCD de precisión, sistema de control PID inteligente por microordenador; calefacción de fibra de carbono de película eléctrica, temperatura constante; con temporizador y alarma de sobrecalentamiento; con interfaz de computadora RS485; ventilador de refrigeración estándar de marcas internacionales, sin mantenimiento, durabilidad; diseño de conducto perfecto para garantizar la uniformidad de temperatura para la cámara de trabajo; Espejo interior de acero inoxidable, antiácido y anticorrosión
- ✓ Los laboratorios modernos de clase alta recomiendan utilizar un entorno de temperatura de cultivo adecuado con mayores requisitos de usuarios.
- ✓ Aplicar a tales como cultivos de industrias de microorganismos, el equipamiento necesario para el cuidado de la salud, biotecnología y agricultura y experimentos científicos.

Característica:

- ✓ Sistema de control inteligente PID de microordenador LCD de precisión, con control de temperatura, temporización y alarma de sobrecalentamiento, con interfaz de computadora RS485.
- ✓ Con ventilador de refrigeración estándar de marcas internacionales, sin mantenimiento, duradero. Combinación perfecta de diseño de conductos para garantizar la uniformidad de temperatura para la cámara de trabajo.
- ✓ Espejo interior de acero inoxidable, antiácido, con características anticorrosión. 4.Las esquinas semicirculares son fáciles de limpiar, estante ajustable de inclinación hacia arriba y hacia abajo.
- ✓ Elementos de calentamiento de película eléctrica hechos de fibra de carbono, con precalentamiento de la cavidad avanzada, la temperatura de la cavidad para reducir las fluctuaciones de temperatura.



#Let'sgivemore ❤️
 Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
 • 34000 Montpellier, France.
 Tel: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Incubadoras
Incubadora de Temperatura Constante 50 L -160 L
Modelo YR02049-1



Especificaciones Técnicas:

Modelo	YR02050	YR02051	YR02052
Voltaje (v)	220	220	220
Rango de temperatura (°C)	RT + 5 ~ 65	RT + 5 ~ 65	RT + 5 ~ 65
Precisión (°C)	± 0,1	± 0,1	± 0,1
Fluctuación (%)	± 0,2	± 0,2	± 0,2
Potencia (kilovatios)	0,3	0,3	0,45
Volumen interior (L)	50L	80L	160L
Tamaño interior (mm)	380 × 380 × 350	480 × 480 × 350	600 × 600 × 450
(H · W · D)			
Dimensión total (mm) (H · W · D)	580 × 530 × 600	680 × 630 × 600	800 × 750 × 700
Tamaño del embalaje (mm) (H · W · D)	700 × 610 × 680	800 × 710 × 680	920 × 830 × 780
Peso neto (kg)	31	42	57
Peso de envío (KG)	34	45	61



#Letsgivemore ❤️

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
 • 34000 Montpellier, France.
 Tlf: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein[®]

A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



Fundación Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>



MANIAPURE FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a single lens.

Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled temperature. Refrigerated space, without fluids and substances.

Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE
SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue Baden Powell, 34000 Montpellier - France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

