



LÍNEAS DE LABORATORIO

MICROSCOPIOS



Kalstein®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Let's Give More

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Microscopios
Microscopio Invertido
Modelo YR0230



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Microscopios
Microscopio Invertido
Modelo YR0230



Especificaciones Técnicas:

Modelo	YR0230	
Sistema óptico	Sistema óptico infinito	
Cabeza	Cabeza trinocular Seidentopf, inclinada 30°,	
	Interpupilar 48-75mm, dioptría ajustable	
Ocular	Ocular de campo extra ancho EW10x/22 mm, punto de ojo alto	
Muserola	Revólver portaobjetivos quintuple	
Objetivo	Objetivo acromático Infinity Plan LWD	4x/0.1, WD18mm
		40x/0,6, WD2,6 mm, cubierta de vidrio de 1,2 mm
	Objetivo acromático de contraste de fase Infinity Plan	PH10x/0.25, WD10mm
		PH20x/0.40, WD5.1mm
Enfoque	Ajuste coaxial grueso y fino, carrera gruesa de 37,7 mm por rotación, carrera fina de 0,2 mm por	
	Rotación	
Etapas de trabajo	Etapa simple 160 * 250 mm	
	-Placa de inserción de vidrio	
	-Etapa auxiliar 70*180mm	
Condensador	Condensador ELWD NA0.3, distancia de trabajo larga 72 mm, hasta 150 mm sin condensador	
Contraste de fase	-Telescopio de centrado, tubo de 30 mm de diámetro	
	-Deslizador de contraste de fase, 2 orificios para objetivo 10x-20x	
Filtrar	Verde, Azul, Vidrio esmerilado, Dia.45mm	
Iluminación	Iluminación externa Kohler, lámpara halógena 6V30W, brillo ajustable	
Adaptador	Adaptador de ocular Dia.23.2mm	



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
 Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
 • 34000 Montpellier, France.
 Tel: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
 KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Microscopios
Microscopio Invertido
Modelo YR0230



Microscopio biológico de laboratorio invertido Accesorios opcionales			
Objetivo	Objetivo acromático Infinity Plan LWD	10x/0,25, ancho de banda 10 mm	YR0230-op1
		20x/0,4, ancho de banda 5,1 mm	YR0230-op2
Contraste de fase	Objetivo acromático de contraste de fase Infinity Plan	PH40x/0.6, WD0.35mm	YR0230-op3
	Diapositiva de contraste de fase, 3 orificios para objetivo 10x-20x-40x		YR0230-op4
Etapas de trabajo	Platina mecánica acoplable, control coaxial XY, rango de movimiento 120*78 mm		YR0230-op5
	Altura y posición ergonómicas de la perilla del escenario a lo largo del eje Y móvil hacia donde se		
	Es más cómodo, tirantez ajustable		
	Soporte Terasaki, tamaño de sujeción interior 56x88mm		YR0230-op6
	Portaplastas Petri Dia.38mm		YR0230-op7
	Soporte de vidrio deslizante Dia.54mm		YR0230-op8
	Soporte de vidrio deslizante Dia.90mm		YR0230-op9
Adaptador	Adaptador de fotos		YR0230-op10
	Montura C 1.0x		YR0230-op11
	Montura C 0.45x		YR0230-op12
Fluorescente	Accesorio fluorescente		YR0230-op13



#Letsgivemore Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S., Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell, • 34000 Montpellier, France.
 Tel: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





Kalstein[®]

A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



Fundación Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>



MANIAPURE FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a single lens.

Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled temperature. Refrigerated space, without fluids and substances.

Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances
23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes
445 views • 1 week ago



MONTPELLIER - FRANCE

SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue Baden Powell, 34000 Montpellier - France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.

