



LÍNEAS DE LABORATORIO

REFRIGERADORES Y CONGELADORES



Kalstein®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



#Let's Give More

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores
316L 2-9°C Refrigerador Vertical de Grado Médico Farmacéutico
Modelo YR05288



#Letsgivemore ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467158849 / +33 680760710 / +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores**316L 2-9°C Refrigerador Vertical de Grado Médico Farmacéutico****Modelo YR05288****Descripción del Producto:**

YR05288 316L 2~8 C Refrigerador vertical, Refrigerador de farmacia
Refrigerador médico para plasma, medicamentos, vacunas, etc.

Confiabilidad y Características Clave:

- ✓ Compresor especial de alta eficiencia con confiabilidad de campo conocida
- ✓ Ventilador de refrigeración permanentemente lubricado para mayor seguridad y longevidad
- ✓ Refrigeración por aire forzado con sistema de distribución de aire optimizado diseñado
- ✓ Para lograr la máxima uniformidad y estabilidad de la temperatura.
- ✓ Diseño optimizado del sistema de refrigeración para una refrigeración y
- ✓ Recuperación rápida
- ✓ Variación de temperatura dentro de $\pm 3^{\circ}\text{C}$
- ✓ Rango de temperatura ajustable 2-8°C
- ✓ Control por microprocesador, pantalla digital y ajuste de temperatura con incremento de 0,1°C
- ✓ Gran pantalla de visualización digital

Seguridad:

Equipado con un sistema completo de alarma de temperatura con zurr luz intermitente visible Capaz de alertar fallas debido a un error temperatura alta y baja, puerta entreabierta, falla de energía y batería baj

Diseño Ergonómico:

- ✓ Diseño optimizado de utilización del espacio con estantes de varios altura ajustable para adaptarse a los requisitos de almacenamiento de farmacéuticos de varios tipos. Bloqueo de seguridad para evitar el autorizado
- ✓ Diseño de ruedas y patas niveladoras
- ✓ Luz interior LED

**#Letsgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tit: +33 467 158849 / +33 690760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A. S



KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores**316L 2-9°C Refrigerador Vertical de Grado Médico Farmacéutico****Modelo YR05288****Especificaciones Técnicas:**

Modelo	YR05288	
Rendimiento		
Rango de temperatura	+2~+8°C	
Temperatura ambiente	10~32°C	
Controlador	Microprocesador	
Mostrar	Pantalla digital	
Sistema de refrigeración		
Compresor	1	
Refrigerante	R290	
Tipo de enfriamiento	Refrigeración por aire forzado	
Tipo de descongelación	libre de heladas	
Alarma		
Temperatura alta/baja	Y	
Fallo de alimentación	Y	
Puerta entreabierta	Y	
Fallo del termostato	Y	
Accesorios		
Castor	4	
Lámpara	LED	
Puerta	1/Puerta de cristal	
Estante	5	
Agujero de prueba	1/25 mm	
Registrador de temperatura	Opcional	
Datos eléctricos		
Fuente de alimentación (V/Hz)	220/50~60; 115/60	
Potencia nominal (W)	240W	
Corriente eléctrica (A)	1.2	
El consumo de energía	1,78kWh/24h	
Dimensiones		
Capacidad	316L	
Tamaño interior (ancho x profundidad x alto)	540*425*1380mm	
Tamaño exterior (ancho x profundidad x alto)	660*555*1915mm	
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	710*640*1970mm	
Nt/Gt (aprox.)	92,5/100 kg	
Cantidad de carga (20°/40°/40H)	27/54/54	

**#Letsgivemore** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,
• 34000 Montpellier, France.
Tél: +33 467 158849 / +33 680760710/ +33 663810023
<https://kalstein.eu>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





Kalstein[®]

A different accompaniment, at your service

CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



Fundación Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération biomédicale

<https://www.humatem.org/>



MANIAPURE FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

Gracias!

Artículos Kalstein

(Redes sociales y sitios web oficiales)



Kalstein Blog
Not just be informed, be fully informed
The 3 articles of the week!
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



1
Read this ARTICLE NOW
How does the climate affect your microscope?
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a single lens through which an eye or camera can see objects that are too small to be seen by the unaided eye.
Kalstein Blog
Article of the week:
How does the climate affect your microscope?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



2
Read this ARTICLE NOW
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Refrigeration is a process of removing heat from a space to maintain it at a controlled environment (refrigerated space), without fluids and substances.
Kalstein Blog
Article of the week:
What is the importance of the laboratory refrigerator?
Read more on Kalstein's social medias or official websites
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE
SEDE

Optimum Business Center, 450 Rue
Baden Powell, 34000 Montpellier -
France.

Fax: +33 (0) 4 67 15 88 49

Tlf: +33 (0) 6 80 76 07 10

sales@kalstein.eu

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

Sitios web oficiales de América Latina.

Vídeos de formación Kalstein

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto
Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

