



Un Acompañamiento Diferente a su Servicio



 **Kalstein**®

*Todos los Derechos Reservados © KALSTEIN France S. A. S.,*

**SECTOR LABORATORIO  
REFRIGERADORES  
& CONGELADORES**



All rights reserved KALSTEIN France S.A.S.  
5 Rue Castiglione 75001 Paris - France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S

[www.kalstein.net/es/](http://www.kalstein.net/es/)



## Beneficios y Ayudas

En Kalstein Francia nos preocupamos por la plena satisfacción de nuestros clientes, por eso ofrecemos servicios de valor añadido del más alto nivel basados en nuestra experiencia.

### Plataforma Kalstein+

Todo esto se presentaría en una interfaz intuitiva y fácil de usar, brindando una experiencia de compra personalizada y satisfactoria para cada cliente..

### Respuesta Rápida

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder todas sus consultas o preguntas, con el fin de apoyarlo en cualquier situación..



### #Letsgivemore

Gracias a tu compra, se realiza una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer y ayuda a comunidades vulnerables.

### Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y tutoriales en vídeo.



### Logística De Entrega

Nos encargamos de toda la logística necesaria para el envío de sus mercancías, ya sea por mar, tierra o aire.

### Kalstein a nivel mundial

Con más de 25 años creciendo junto a nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein está ahora presente en más de 10 países y sigue aumentando



### Recomendación de Modelos por IA

la recomendación de modelos a través de la IA se utiliza para analizar el comportamiento del usuario, sus preferencias y características específicas, con el fin de recomendar los modelos de productos más adecuados para cada cliente.

**KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores****-40°C Congelador Médico****Modelo YR05308****Descripción del Producto:**

Se utiliza ampliamente en hospitales y laboratorios. Se utiliza para almacenar y conservar fármacos, vacunas, sangre, enzimas, hormonas, células madre, ARN extraído y bibliotecas de genes, así como importantes reactivos biológicos y químicos.

**Características:**

- ✓ Temperatura alta y baja, error del sensor, apagado, mal funcionamiento del controlador de temperatura, alarma de puerta entreabierta
- ✓ Alarma acústica con zumbido y visual con luz intermitente.
- ✓ Protección contra fallos de alimentación: la función de arranque retardado protege los dispositivos de daños.
- ✓ Indicador digital LED y de temperatura con una precisión de 0,1°C
- ✓ Puerta interior independiente para reducir las fugas de refrigeración y proporcionar una temperatura interior más estable.
- ✓ Aislamiento de espuma de uretano de alta densidad sin CFC.
- ✓ Registrador USB de datos y temperatura (opcional).
- ✓ Cerradura incorporada con seguridad y belleza
- ✓ Diseño de ruedas bloqueables para que el cliente pueda moverlas y fijarlas.
- ✓ Refrigerante químicamente estable, sin CFC, disponible comercialmente y seguro para el medio ambiente.
- ✓ Control por microprocesador, pantalla digital, rango de temperatura ajustable: -30°C~ -40°C
- ✓ Pantalla digital LED para una observación clara,
- ✓ Amplio rango de tensión 187-242V/AC

**#Letsgivemore**

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



**KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores****-40°C Congelador Médico**

Modelo YR05308

**Especificaciones Técnicas:**

Parámetro	Modelo	YR05308
<b>Especificaciones</b>	Estante/cajón	Cajón/7
	Método de refrigeración	Refrigeración directa
	Descongelar	Manual
	Refrigerante	R290
	Consumo eléctrico (kWh/24h)	3
	Ruido(db)	50
	Temperatura ambiente (°C)	10~32°C
	Rango de temperatura (°C)	-30~40°C
	<b>Sistema de refrigeración</b>	Marca/cantidad del compresor
Condensador		Espumado interior
Sensor		NTC
Controlador de temperatura		Microprocesador
Mostrar		Pantalla digital
<b>Potencia</b>	Tensión/frecuencia (V/Hz)	220/50Hz
	Potencia (W)	185W
	Corriente(A)	1.6A
<b>Material</b>	Material interior	Acero pulverizado en color
	Material exterior	Acero pulverizado en color
	Aislamiento	PURF



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



**KALSTEIN® Refrigeradores y Congeladores****-40°C Congelador Médico**

Modelo YR05308

<b>Talla</b>	Capacidad (L/pie cúbico)	278/9.81
	NT./GT.(kg)	79/104.5
	Tamaño exterior (ancho*fondo*alto) (mm)	670*640*1695
	Tamaño interior (ancho*fondo*alto) (mm)	480*415*1460
	Tamaño del envase (ancho*fondo*alto) (mm)	725*665*1850
	CBM	0.89
	20GP/40GP/40HQ	24/54/54
	<b>Alarma</b>	Temperatura alta/baja
Fallo de alimentación		/
Error de sensor		Y
Comprobación del filtro		/
Fallo del controlador de temperatura		Y
Batería baja		/
Limpieza del condensador		/
Temperatura ambiente elevada		/
Puerta entreabierta		Y
Sistema de respaldo en caso de fallo eléctrico (alarma)		8h
<b>Accesorios</b>	Pie	Y
	Ricino	Y
	Puerta interior	7 cajones
	Agujero de prueba CANT/Diámetro	Y
	Puerto USB	/
	Puerto de alarma remota	/
<b>Otros</b>	Certificación	ISO9001,ISO13485, ISO14001,CE



#Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





# PARA TODOS LOS CLIENTES KALSTEIN

¡ÚNETE A LA NUEVA PLATAFORMA KALSTEIN!

## ¡SOLUCIONES TECNOLÓGICAS!



### Inteligencia Artificial

Herramienta de última generación (integrada en todas las páginas web) necesaria para la preparación rápida de licitaciones o solicitudes ordinarias.



### Dispositivos Tecnológicos

Un dispositivo de vanguardia diseñado para conectar a la perfección su equipo de laboratorio con nuestra aplicación móvil en teléfonos Kalstein...



### Plataforma K+

El cliente distribuidor puede construir su negocio y realizar sus presupuestos automáticamente con los gastos de envío al destino final siempre con la identidad de su empresa.

## SOLUCIONES COMERCIALES



### Servicios de Marketing

Creación de contenidos para el Blog y guías informativas para posicionamiento SEO



### Dropshipping

Para la recepción y preparación del pedido en nombre de su empresa y envío al cliente final conectado al seguimiento Kalstein con personalización del producto.



### Descuentos Especiales

Hasta un 41% más un 4% de gastos de envío

## PRESENTAMOS LA NUEVA ERA DE LOS EQUIPOS INTELIGENTES KALSTEIN

Nos complace anunciar el desarrollo de una revolucionaria adición a nuestra gama de productos: un dispositivo de vanguardia diseñado para conectar perfectamente su equipo de laboratorio con nuestra aplicación móvil en los teléfonos Kalstein.

## CONTÁCTANOS

(+33) 01 70 39 26 50 / (+33) 7 60 83 92 83

Mail: [sales.department@kalstein.eu](mailto:sales.department@kalstein.eu)

[www.kalstein.net](http://www.kalstein.net)

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.

# CONECTA CON NOSOTROS EN KALSTEIN+

## ¿NECESITA ASISTENCIA?



### ¿CÓMO SOLICITAR UNA VIDEOLLAMADA?

En Kalstein+ nos comprometemos a prestarle el mejor servicio posible, adaptándonos a sus necesidades de forma personalizada y eficaz. Por eso le invitamos cordialmente a unirse a nosotros en una videollamada.



+ (33) 7 77 66 24 64



### ¿CÓMO PUEDE DESCARGAR LA APLICACIÓN?

Descárguese ahora la aplicación Kalstein+ y llévese la experiencia Kalstein dondequiera que vaya. No pierdas la oportunidad de estar al día de las últimas noticias y ofertas especiales.



Descárgala en  
Play Store



Descárgala en  
APP Store

## CONTÁCTANOS

| (+33) 01 70 39 26 50 / (+33) 7 60 83 92 83  
Mail: [sales.department@kalstein.eu](mailto:sales.department@kalstein.eu)  
[www.kalstein.net](http://www.kalstein.net)

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.