




# LÍNEAS DE LABORATORIO

## ANALIZADORES



**Kalstein**®

A different accompaniment, at your service





NUESTROS SERVICIOS

## Beneficios y Respaldo

En Kalstein France, nos ocupamos de la plena satisfacción de nuestros clientes, es por eso que brindamos servicios de valor agregado del más alto nivel basados en nuestra experiencia.



### Inducciones y Entrenamientos Online

En cualquier parte del mundo, reciba su inducción o capacitación de nuestro equipo especializado de ingenieros.



### Rápida Respuesta

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder a todas sus consultas o preguntas, con el fin de ayudarlo en cualquier situación.



### #Let's Give More

Gracias a su compra, se hará una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer de seno y ayuda a las comunidades más vulnerables.



### Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y video tutoriales.



### Logísticas de Envío

Nos ocupamos de toda la logística necesaria para el envío de sus productos, ya sea por mar, tierra o aire.



### Kalstein a Nivel Mundial

Con más de 25 años creciendo con nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein ahora está presente en más de 10 países y sigue aumentando.



# KALSTEIN® Analizadores

## Analizador Automatizado de Coagulación

### Modelo YR06083



#### Descripción del Producto:

- ✓ Método de coagulación, cromogénico y de inmunoturbidimetría
- ✓ Carga continua de cubetas, carga máxima 300 cubetas
- ✓ Sonda multifuncional, protección contra colisiones, detección de nivel de líquido,
- ✓ Verificación de inventario y detección de coágulos, precalentamiento de reactivos, sobrecalentamiento
- ✓ Protección y función de recuperación por sobrecalentamiento..

#### Características Técnicas:

<b>Modelo</b>	YR06083
<b>Pruebas por hora (TP)</b>	Hasta 188
<b>Pruebas por hora (Dímero-D)</b>	Hasta 86
<b>Parámetros de medición</b>	TP, TPT, TT, Fibrinógeno, Antitrombina III, Dímero-D y PDF
<b>Métodos de medición</b>	Coagulación, cromogénicos, inmunológicos
<b>Posiciones de muestras</b>	55
<b>Posiciones de reactivo</b>	29
<b>Canales de detección</b>	13 (8 de coagulación y 5 para ensayos cromogénicos e inmunológicos)
<b>Software</b>	Fácil y amigable
<b>Sistema</b>	LIS Bi-direccional
<b>Característica adicional</b>	Prioridad de muestra STAT
<b>Funcionalidad adicional</b>	Código de barras para muestras y reactivos



#### #Letsgivemore

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
Optimum Business Center 450 Rue Baden Powell,  
• 34000 Montpellier, France.  
Tlf: +33 467158849 / +33 680760710/ +33 663810023  
<https://kalstein.eu>  
KALSTEIN FRANCE, S.A. S





A different accompaniment, at your service

## CON LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO KALSTEIN

AL QUE CONTRIBUYES:

♥ #LETSGIVEMORE



Fundación  
Jacinto Convit

<https://www.jacintoconvit.org/>



<https://onetreeplanted.org>



Humatem

Solidarité et coopération  
biomédicale

<https://www.humatem.org/>




MANIAPURE  
FOUNDATION USA

<https://www.maniapurefoundation.org/>

**Gracias!**

**Artículos Kalstein**

(Redes sociales y sitios web oficiales)



**Kalstein Blog**  
Not just be informed, be fully informed  
**The 3 articles of the week!**  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**1**  
Read this ARTICLE NOW  
**How does the climate affect your microscope?**  
microscope is an instrument used for observing small objects that are not visible to the naked eye. This is achieved through the use of lenses or a single lens system of varying magnification to make small objects appear larger.  
**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
How does the climate affect your microscope?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



**2**  
Read this ARTICLE NOW  
**What is the importance of the laboratory refrigerator?**  
Refrigeration is a process of removing heat from a space to make it cooler. This is achieved through the use of a refrigerant gas that circulates in a closed loop, absorbing heat from the space being cooled and releasing it to the surroundings.  
**Kalstein Blog**  
**Article of the week:**  
What is the importance of the laboratory refrigerator?  
Read more on Kalstein's social medias or official websites  
<https://kalstein.eu/articles>



MONTPELLIER - FRANCE  
**SEDE**

Optimum Business Center, 450 Rue Baden Powell, 34000 Montpellier - France.

**Fax:** +33 (0) 4 67 15 88 49

**Tlf:** +33 (0) 6 80 76 07 10

[sales@kalstein.eu](mailto:sales@kalstein.eu)

<https://kalstein.eu/>

<https://www.kalstein.fr/>

**Sitios web oficiales de América Latina.**

**Vídeos de formación Kalstein**

(Canal de YouTube y sitios web oficiales)



Kalstein France - Jacinto Convit Foundation / Alliances

23 views • 3 years ago



Kalstein's Microscopes

445 views • 1 week ago

