



Un Acompañamiento Diferente a su Servicio



**Kalstein**®

*Todos los Derechos Reservados © KALSTEIN France S. A. S.,*

# LÍNEA DE LABORATORIO

---

# ANALIZADOR DE ELECTROLITOS



All rights reserved KALSTEIN France S.A.S.  
5 Rue Castiglione 75001 Paris - France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S

[www.kalstein.net/es/](http://www.kalstein.net/es/)



## Beneficios y Ayudas

En Kalstein Francia nos preocupamos por la plena satisfacción de nuestros clientes, por eso ofrecemos servicios de valor añadido del más alto nivel basados en nuestra experiencia.

### Plataforma Kalstein+

Todo esto se presentaría en una interfaz intuitiva y fácil de usar, brindando una experiencia de compra personalizada y satisfactoria para cada cliente..

### Respuesta Rápida

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder todas sus consultas o preguntas, con el fin de apoyarlo en cualquier situación..



### #Letsgivemore

Gracias a tu compra, se realiza una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer y ayuda a comunidades vulnerables.

### Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y tutoriales en vídeo.



### Logística De Entrega

Nos encargamos de toda la logística necesaria para el envío de sus mercancías, ya sea por mar, tierra o aire.

### Kalstein a nivel mundial

Con más de 25 años creciendo junto a nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein está ahora presente en más de 10 países y sigue aumentando



### Recomendación de Modelos por IA

la recomendación de modelos a través de la IA se utiliza para analizar el comportamiento del usuario, sus preferencias y características específicas, con el fin de recomendar los modelos de productos más adecuados para cada cliente.

# KALSTEIN® Analizadores

## Analizador de Electrolitos

Modelo YR06391 // YR06395



### Descripción del Producto:

- ✓ Este dispositivo cuenta con una pantalla táctil en color de 7 pulgadas que facilita la interacción entre el usuario y la máquina, garantizando un funcionamiento sencillo e intuitivo. Además, ofrece bajos costes de funcionamiento, lo que permite recuperar rápidamente la inversión, ya que los consumibles son considerablemente más baratos que los materiales importados.
- ✓ Capaz de analizar hasta seis elementos y nueve parámetros en una sola muestra, proporciona un análisis completo en un solo paso. La automatización del uso de reactivos, la manipulación de muestras y el estado de los tubos simplifica el proceso de análisis. Además, cuenta con protección contra cortes de corriente y puede almacenar automáticamente hasta 10.000 resultados de pruebas.
- ✓ Gracias a su avanzada tecnología de electrodos selectivos de iones (ISE), garantiza resultados precisos, con filtración automática de burbujas para evitar obstrucciones y corrección automática del rastreo de potencial para mantener la estabilidad del instrumento.



#Letsgivemore 

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



**KALSTEIN® Analizadores****Analizador de Electrolitos****Modelo YR06391 // YR06395****Especificaciones Técnicas:**

<b>Modelo</b>	YR06391	YR06392	YR06393	YR06394	YR06395
<b>Método de análisis</b>	Electrodo selectivo de iones (ISE)				
<b>Tipo de muestra</b>	Suero, plasma, sangre total y orina diluida				
<b>Elemento de medida</b>	K, Na, Cl, Ca, pH, Li, Mg				
<b>Velocidad de medición</b>	≤40s				
<b>Parámetros de prueba</b>	Na, K, Cl	Na, K, Cl, Ca, pH	Na, K, Li	Na, K, Cl, Li	Na, K, Cl, Ca, pH, Li

**#Letsgivemore**

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>  
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



**KALSTEIN® Analizadores****Analizador de Electrolitos****Modelo YR06391 // YR06395**

Modelo	Descripción
YRA264	K Electrode
YRA265	K Electrode
YRA266	Cl Electrode
YRA267	Ca Electrode
YRA268	pH Electrode
YRA269	Li Electrode
YRA270	Mg Electrode
YRA271	Ref. Electrode
YRA272	Reagent Pack Calibration A 430ml; Calibration B 110ml; ( For Model H900 only)
YRA273	Reference Electrode Internal Solution – 10ml
YRA274	Electrode Internal Solution – 3ml
YRA275	Activating Solution – 110ml
YRA276	QC Solution Level 2 (Water-based) – 110ml
YRA277	Cleaning Solution – 110ml
YRA278	Electrode Wash Solution (Protein Enzyme) -125mg (25mg/bottle x5)
YRA278-1	Electrode Wash Solution (Diluent) – 5ml ( 1 bottle)

**#Letsgivemore**

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,  
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France  
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10  
<https://kalstein.net>

KALSTEIN FRANCE, S.A.S





# PARA TODOS LOS CLIENTES KALSTEIN

¡ÚNETE A LA NUEVA PLATAFORMA KALSTEIN!

## ¡SOLUCIONES TECNOLÓGICAS!



### Inteligencia Artificial

Herramienta de última generación (integrada en todas las páginas web) necesaria para la preparación rápida de licitaciones o solicitudes ordinarias.



### Dispositivos Tecnológicos

Un dispositivo de vanguardia diseñado para conectar a la perfección su equipo de laboratorio con nuestra aplicación móvil en teléfonos Kalstein...



### Plataforma K+

El cliente distribuidor puede construir su negocio y realizar sus presupuestos automáticamente con los gastos de envío al destino final siempre con la identidad de su empresa.

## SOLUCIONES COMERCIALES



### Servicios de Marketing

Creación de contenidos para el Blog y guías informativas para posicionamiento SEO



### Dropshipping

Para la recepción y preparación del pedido en nombre de su empresa y envío al cliente final conectado al seguimiento Kalstein con personalización del producto.



### Descuentos Especiales

Hasta un 41% más un 4% de gastos de envío

## PRESENTAMOS LA NUEVA ERA DE LOS EQUIPOS INTELIGENTES KALSTEIN

Nos complace anunciar el desarrollo de una revolucionaria adición a nuestra gama de productos: un dispositivo de vanguardia diseñado para conectar perfectamente su equipo de laboratorio con nuestra aplicación móvil en los teléfonos Kalstein.

## CONTÁCTANOS

(+33) 01 70 39 26 50 / (+33) 7 60 83 92 83

Mail: [sales.department@kalstein.eu](mailto:sales.department@kalstein.eu)

[www.kalstein.net](http://www.kalstein.net)

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.

# CONECTA CON NOSOTROS EN KALSTEIN+

## ¿NECESITA ASISTENCIA?



### ¿CÓMO SOLICITAR UNA VIDEOLLAMADA?

En Kalstein+ nos comprometemos a prestarle el mejor servicio posible, adaptándonos a sus necesidades de forma personalizada y eficaz. Por eso le invitamos cordialmente a unirse a nosotros en una videollamada.



+ (33) 7 77 66 24 64



### ¿CÓMO PUEDE DESCARGAR LA APLICACIÓN?

Descárguese ahora la aplicación Kalstein+ y llévese la experiencia Kalstein dondequiera que vaya. No pierdas la oportunidad de estar al día de las últimas noticias y ofertas especiales.



Descárgala en  
Play Store



Descárgala en  
APP Store

## CONTÁCTANOS

(+33) 01 70 39 26 50 / (+33) 7 60 83 92 83

Mail: [sales.department@kalstein.eu](mailto:sales.department@kalstein.eu)

[www.kalstein.net](http://www.kalstein.net)

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.