



Un Acompañamiento Diferente a su Servicio



Kalstein®

Todos los Derechos Reservados © KALSTEIN France S. A. S.,

LÍNEA DE LABORATORIO

ANALIZADOR DE ELECTROLITOS



All rights reserved KALSTEIN France S.A.S.
5 Rue Castiglione 75001 Paris - France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S

www.kalstein.net/es/



Beneficios y Ayudas

En Kalstein Francia nos preocupamos por la plena satisfacción de nuestros clientes, por eso ofrecemos servicios de valor añadido del más alto nivel basados en nuestra experiencia.

Plataforma Kalstein+

Todo esto se presentaría en una interfaz intuitiva y fácil de usar, brindando una experiencia de compra personalizada y satisfactoria para cada cliente..

Respuesta Rápida

Nuestro equipo de trabajo siempre está disponible para responder todas sus consultas o preguntas, con el fin de apoyarlo en cualquier situación..



#Letsgivemore

Gracias a tu compra, se realiza una donación a una fundación sin fines de lucro que lucha contra el cáncer y ayuda a comunidades vulnerables.

Soporte Técnico

Disfrute de asesoramiento personalizado para el correcto mantenimiento preventivo y correctivo de su equipo, gracias a los manuales y artículos de Kalstein, catálogos especiales y tutoriales en vídeo.



Logística De Entrega

Nos encargamos de toda la logística necesaria para el envío de sus mercancías, ya sea por mar, tierra o aire.

Kalstein a nivel mundial

Con más de 25 años creciendo junto a nuestros clientes, el contenido multiformato y moderno de Kalstein está ahora presente en más de 10 países y sigue aumentando



Recomendación de Modelos por IA

la recomendación de modelos a través de la IA se utiliza para analizar el comportamiento del usuario, sus preferencias y características específicas, con el fin de recomendar los modelos de productos más adecuados para cada cliente.

KALSTEIN® Analizadores

Analizador de Electrolitos

Modelo YR06396 // YR06406



Descripción del Producto:

- ✓ Este dispositivo está equipado con un software automático de seguimiento y corrección del potencial eléctrico para mantener un rendimiento estable. Detecta y filtra eficazmente las burbujas diminutas para evitar obstrucciones y garantizar mediciones precisas. El diagnóstico en tiempo real del estado de funcionamiento del sistema y la detección automática de líquido residual, con sus correspondientes alarmas, mejoran la seguridad operativa.
- ✓ El instrumento dispone de calibración automática y corrección de dos puntos para los ajustes de pendiente e intercepción, lo que garantiza la precisión. Gracias a los métodos de lavado por oleaje y lavado directo de tuberías, minimiza las obstrucciones y los riesgos de contaminación cruzada. Con protección contra fallos de alimentación, puede almacenar hasta 10.000 resultados, mientras que su consumo mínimo ayuda a reducir los costes de consumibles..



#Let'sgive**more** ♥

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Analizadores**Analizador de Electrolitos****Modelo YR06396 // YR06406**

Modelo	YR06396	YR06397	YR06398	YR06399	YR06400	YR06401
Muestra	suero, plasma, sangre total y orina diluida					
Método de análisis	electrodo selectivo de iones (ISE)					
Medición del tiempo	≤30s					
Ejemplo de posición	39 puestos (5 de emergencia y 4 funcionales)					
Almacenamiento	hasta 10000 resultados de pruebas					
Impresora	Impresora térmica interna					
Interfaz	Puerto RS232					
Temperatura	10-30°C					
Humedad relativa	80%					
Presión atmosférica	86~106 kPa					
Alimentación	AC220V±22V, 50Hz±1Hz					
Potencia	120W					
Parámetros de prueba	K Na Cl	K Na Cl TCO, AG	K Na Cl iCa nCa TCa pH	K Na Cl iCa nCa TCa pH TCO ₂ AG	K Na Cl Li	K Na Cl iCa nCa TCa pH Li

**#Letsgivemore**

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Analizadores**Analizador de Electrolitos****Modelo YR06396 // YR06406**

Modelo	YR06402	YR06403	YR06404	YR06405	YR06406
Muestra	suero, plasma, sangre total y orina diluida				
Método de análisis	electrodo selectivo de iones (ISE)				
Medición del tiempo	≤30s				
Ejemplo de posición	39 puestos (5 de emergencia y 4 funcionales)				
Almacenamiento	hasta 10000 resultados de pruebas				
Impresora	Impresora térmica interna				
Interfaz	Puerto RS232				
Temperatura	10-30°C				
Humedad relativa	80%				
Presión atmosférica	86-106 kPa				
Alimentación	AC220V±22V, 50Hz±1Hz				
Potencia	120W				
Parámetros de prueba	K Na Cl iCa nCa TCa pH Li TCO ₂ AG	K Na Cl iCa nCa TCa pH Mg	K Na Cl iCa nCa TCa pH Mg TCO ₂ AG	K Na Cl iCa nCa TCa pH Mg Li TCO ₂ AG	K Na Cl iCa nCa TCa pH Mg Li

**#Letsgivemore**

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S



KALSTEIN® Analizadores**Analizador de Electrolitos****Modelo YR06396 // YR06406**

Modelo	Descripción
YRA264	K Electrode
YRA265	K Electrode
YRA266	Cl Electrode
YRA267	Ca Electrode
YRA268	pH Electrode
YRA269	Li Electrode
YRA270	Mg Electrode
YRA271	Ref. Electrode
YRA272	Reagent Pack Calibration A 430ml; Calibration B 110ml; (For Model H900 only)
YRA273	Reference Electrode Internal Solution – 10ml
YRA274	Electrode Internal Solution – 3ml
YRA275	Activating Solution – 110ml
YRA276	QC Solution Level 2 (Water-based) – 110ml
YRA277	Cleaning Solution – 110ml
YRA278	Electrode Wash Solution (Protein Enzyme) -125mg (25mg/bottle x5)
YRA278-1	Electrode Wash Solution (Diluent) – 5ml (1 bottle)

**#Letsgivemore**

Thanks to your purchase, a donation is made to a non-profit foundation that fights against cancer and helps vulnerable communities.



All rights reserved © KALSTEIN France S. A. S.,
5 Rue Castiglione 75001 Paris – France
+33 (0) 1 70 39 26 50 / +33 (0) 6 80 76 07 10
<https://kalstein.net>
KALSTEIN FRANCE, S.A.S





PARA TODOS LOS CLIENTES KALSTEIN

¡ÚNETE A LA NUEVA PLATAFORMA KALSTEIN!

¡SOLUCIONES TECNOLÓGICAS!



Inteligencia Artificial

Herramienta de última generación (integrada en todas las páginas web) necesaria para la preparación rápida de licitaciones o solicitudes ordinarias.



Dispositivos Tecnológicos

Un dispositivo de vanguardia diseñado para conectar a la perfección su equipo de laboratorio con nuestra aplicación móvil en teléfonos Kalstein...



Plataforma K+

El cliente distribuidor puede construir su negocio y realizar sus presupuestos automáticamente con los gastos de envío al destino final siempre con la identidad de su empresa.

SOLUCIONES COMERCIALES



Servicios de Marketing

Creación de contenidos para el Blog y guías informativas para posicionamiento SEO



Dropshipping

Para la recepción y preparación del pedido en nombre de su empresa y envío al cliente final conectado al seguimiento Kalstein con personalización del producto.



Descuentos Especiales

Hasta un 41% más un 4% de gastos de envío

PRESENTAMOS LA NUEVA ERA DE LOS EQUIPOS INTELIGENTES KALSTEIN

Nos complace anunciar el desarrollo de una revolucionaria adición a nuestra gama de productos: un dispositivo de vanguardia diseñado para conectar perfectamente su equipo de laboratorio con nuestra aplicación móvil en los teléfonos Kalstein.

CONTÁCTANOS

(+33) 01 70 39 26 50 / (+33) 7 60 83 92 83

Mail: sales.department@kalstein.eu

www.kalstein.net

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.

CONECTA CON NOSOTROS EN KALSTEIN+

¿NECESITA ASISTENCIA?



¿CÓMO SOLICITAR UNA VIDEOLLAMADA?

En Kalstein+ nos comprometemos a prestarle el mejor servicio posible, adaptándonos a sus necesidades de forma personalizada y eficaz. Por eso le invitamos cordialmente a unirse a nosotros en una videollamada.



+ (33) 7 77 66 24 64



¿CÓMO PUEDE DESCARGAR LA APLICACIÓN?

Descárguese ahora la aplicación Kalstein+ y llévese la experiencia Kalstein dondequiera que vaya. No pierdas la oportunidad de estar al día de las últimas noticias y ofertas especiales.



Descárgala en
Play Store



Descárgala en
APP Store

CONTÁCTANOS

(+33) 01 70 39 26 50 / (+33) 7 60 83 92 83

Mail: sales.department@kalstein.eu

www.kalstein.net

📍 5 rue de Castiglione 75001 Paris – France.